



Description d'article

Numéro de commande	04.1931.100
Description d'article	S-Monovette® EDTA K3E, préparation : EDTA K3, 4,9 ml, bouchon fileté à membrane, bouchon violet, code couleur ISO, (L x Ø) sans bouchon : 90 x 13 mm, avec étiquette papier, étiquette/impression: violet, 50 pièce(s)/carton, stérile
Code NACRES	NB.11

Caractéristiques du produit

Type de prélèvement	veineux
Type de préparation	EDTA K3
Concentration de préparation	1,6 mg/ml sang
Code couleur	ISO
Étiquette/ Impression	avec étiquette papier
Couleur impression/étiquette	violet
Graduation	graduation maximale
Bouchon	bouchon fileté à membrane
Type de fermeture	bouchon à vis
Étanchéité aux liquides	oui

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.





Spécification de produit
S-Monovette® EDTA K3E, 4,9 ml, bouchon violet,
(L x Ø) : 90 x 13 mm, avec étiquette papier

Page 2

Raccord bouchon fileté à membrane

Dimensions

Volume nominal 4.9 ml
Diamètre 13 mm
Longueur avec bouchon 106 mm
Longueur sans bouchon 90 mm
Longueur avec bouchon et tige 127 mm

Matériau et coloris

Couleur du produit transparent
Matériel de fermeture Polyéthylène haute densité (HD-PE)
Couleur du bouchon violet
Matériau de la membrane caoutchouc
Matériau de la tubulure Polypropylène (PP)
Matériau du piston Polyéthylène haute densité (HD-PE)
Matériau de la tige du piston Polystyrène (PS)

Pureté et certification

Satisfait les exigences IATA, ADR
Catégorie de produit In vitro-Diagnostic, CE
Certifié CE CE
Label de pureté stérile
Stérilisation Irradiation électronique
Alloti oui

Conditionnement

Minimum order qty. 500
Type d'emballage intérieur carton
pièces / boîte 50
pièces / carton 500
pièces / pallet 36000
Profondeur du carton intérieur 171 mm
Largeur du carton intérieur 130 mm
Hauteur du carton intérieur 73 mm
Profondeur du carton 388 mm

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit.
Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des
modifications partielles ou totales au contenu sans aucun
préavis.

Date de publication:
2024-05-20

Le présent document a été élaboré par
voie électronique et est valable sans
signature.



SARSTEDT



Spécification de produit
S-Monovette® EDTA K3E, 4,9 ml, bouchon violet,
(L x Ø) : 90 x 13 mm, avec étiquette papier

Page 3

Largeur du carton	358 mm
Hauteur du carton	150 mm
Volume du carton	0.0208 cbm
Poids du produit	0.0049 kg
Poids du carton	3.2 kg
Code EAN de la boîte	4038917134514
Code EAN du carton d'emballage	4038917025744

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit.
Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des
modifications partielles ou totales au contenu sans aucun
préavis.

Date de publication:
2024-05-20

Le présent document a été élaboré par
voie électronique et est valable sans
signature.



SARSTEDT