



Spécification de produit
S-Monovette® Sérum CAT, 2,7 ml, bouchon rouge, (L x Ø) : 75 x 13 mm, avec étiquette papier

Page 1



Description d'article

Numéro de commande	04.1943.100
Description d'article	S-Monovette® Sérum CAT, préparation : Activateur de coagulation, 2,7 ml, bouchon fileté à membrane, bouchon rouge, code couleur ISO, (L x Ø) sans bouchon : 75 x 13 mm, avec étiquette papier, étiquette/impression: rouge, 50 pièce(s)/carton, stérile

Caractéristiques du produit

Type de prélèvement	veineux
Type de préparation	Activateur de coagulation
Code couleur	ISO
Étiquette/ Impression	avec étiquette papier
Couleur impression/étiquette	rouge
Graduation	graduation maximale
Bouchon	bouchon fileté à membrane
Type de fermeture	bouchon à vis
Centrifugation recommandée	2000 x g
Température de centrifugation	20
Durée de centrifugation	10 Min

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.

Date de publication:
2024-05-19

Le présent document a été élaboré par voie électronique et est valable sans signature.



SARSTEDT



Spécification de produit
S-Monovette® Sérum CAT, 2,7 ml, bouchon rouge, (L x Ø) : 75 x 13 mm, avec étiquette papier

Page 2

Étanchéité aux liquides oui
Raccord bouchon fileté à membrane

Dimensions

Volume nominal 2.7 ml
Diamètre 13 mm
Longueur avec bouchon 91 mm
Longueur sans bouchon 75 mm
Longueur avec bouchon et tige 112 mm

Matériau et coloris

Couleur du produit transparent
Matériel de fermeture Polyéthylène haute densité (HD-PE)
Couleur du bouchon rouge
Matériau de la membrane caoutchouc
Matériau de la tubulure Polypropylène (PP)
Matériau du piston Polyéthylène haute densité (HD-PE)
Matériau de la tige du piston Polystyrène (PS)

Pureté et certification

Satisfait les exigences IATA, ADR
Catégorie de produit In vitro-Diagnostic, CE
Certifié CE CE
Label de pureté stérile
Stérilisation Irradiation électronique
Alloti oui

Conditionnement

Minimum order qty. 20000
Type d'emballage intérieur carton
pièces / boîte 50
pièces / carton 500
pièces / pallet 39000
Profondeur du carton intérieur 171 mm
Largeur du carton intérieur 116 mm
Hauteur du carton intérieur 73 mm

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.

Date de publication:
2024-05-19

Le présent document a été élaboré par voie électronique et est valable sans signature.



SARSTEDT



Spécification de produit
S-Monovette® Sérum CAT, 2,7 ml, bouchon rouge, (L x Ø) : 75 x 13 mm, avec étiquette papier

Page 3

Profondeur du carton	388 mm
Largeur du carton	358 mm
Hauteur du carton	135 mm
Volume du carton	0.0188 cbm
Poids du produit	0.0045 kg
Poids du carton	3.02 kg
Code EAN de la boîte	4038917266857
Code EAN du carton d'emballage	4038917266840

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.

Date de publication:
2024-05-19

Le présent document a été élaboré par voie électronique et est valable sans signature.



SARSTEDT