



## Spécification de produit

**S-Monovette® Héparine de lithium gel+ LH, 4,9 ml, bouchon orange, (L x Ø) : 90 x 13 mm, avec étiquette plastique pré-codé, pré-code à barres avec plage de numéros uniques à 8 chiffres et préfixe à 3 chiffres**

**Page 1**



### Description d'article

|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numéro de commande    | 04.1954.088                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Description d'article | S-Monovette® Héparine de lithium gel+ LH, préparation : Héparine de lithium gel+, 4,9 ml, bouchon fileté à membrane, bouchon orange, code couleur EU, (L x Ø) sans bouchon : 90 x 13 mm, avec étiquette plastique pré-codé, pré-code à barres avec plage de numéros uniques à 8 chiffres et préfixe à 3 chiffres 030, étiquette/impression: blanc/marron, 50 pièce(s)/carton, stérile |

### Caractéristiques du produit

|                              |                                   |
|------------------------------|-----------------------------------|
| Type de prélèvement          | veineux                           |
| Type de préparation          | Héparine de lithium gel+          |
| Concentration de préparation | 25 UI/ml sang                     |
| Code couleur                 | EU                                |
| Étiquette/ Impression        | avec étiquette plastique pré-codé |
| Couleur impression/étiquette | blanc/marron                      |

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.

Date de publication:  
2024-05-15

Le présent document a été élaboré par  
voie électronique et est valable sans  
signature.



**SARSTEDT**



## Spécification de produit

Page 2

**S-Monovette® Héparine de lithium gel+ LH, 4,9 ml,  
bouchon orange, (L x Ø) : 90 x 13 mm, avec  
étiquette plastique pré-codé, pré-code à barres  
avec plage de numéros uniques à 8 chiffres et  
préfixe à 3 chiffres**

|                               |                           |
|-------------------------------|---------------------------|
| Graduation                    | graduation maximale       |
| Bouchon                       | bouchon fileté à membrane |
| Type de fermeture             | bouchon à vis             |
| Centrifugation recommandée    | 2500 x g                  |
| Température de centrifugation | 20                        |
| Durée de centrifugation       | 7 Min                     |
| Étanchéité aux liquides       | oui                       |
| Raccord                       | bouchon fileté à membrane |

### Dimensions

|                               |        |
|-------------------------------|--------|
| Volume nominal                | 4.9 ml |
| Diamètre                      | 13 mm  |
| Longueur avec bouchon         | 106 mm |
| Longueur sans bouchon         | 90 mm  |
| Longueur avec bouchon et tige | 127 mm |

### Matériau et coloris

|                               |                                    |
|-------------------------------|------------------------------------|
| Couleur du produit            | transparent                        |
| Matériel de fermeture         | Polyéthylène haute densité (HD-PE) |
| Couleur du bouchon            | orange                             |
| Matériau de la membrane       | caoutchouc                         |
| Matériau de la tubulure       | Polypropylène (PP)                 |
| Matériau du piston            | Polyéthylène haute densité (HD-PE) |
| Matériau de la tige du piston | Polystyrène (PS)                   |

### Pureté et certification

|                         |                          |
|-------------------------|--------------------------|
| Satisfait les exigences | IATA, ADR                |
| Catégorie de produit    | In vitro-Diagnostic, CE  |
| Certifié CE             | CE                       |
| Label de pureté         | stérile                  |
| Stérilisation           | Irradiation électronique |
| Alloti                  | oui                      |

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit.  
Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des  
modifications partielles ou totales au contenu sans aucun  
préavis.

Date de publication:  
2024-05-15

Le présent document a été élaboré par  
voie électronique et est valable sans  
signature.



**SARSTEDT**



## Spécification de produit

Page 3

**S-Monovette® Héparine de lithium gel+ LH, 4,9 ml,  
bouchon orange, (L x Ø) : 90 x 13 mm, avec  
étiquette plastique pré-codé, pré-code à barres  
avec plage de numéros uniques à 8 chiffres et  
préfixe à 3 chiffres**

### Conditionnement

|                                   |               |
|-----------------------------------|---------------|
| Minimum order qty.                | 20000         |
| Type d'emballage intérieur        | carton        |
| pièces / boîte                    | 50            |
| pièces / carton                   | 500           |
| pièces / pallet                   | 36000         |
| Profondeur du carton intérieur    | 171 mm        |
| Largeur du carton intérieur       | 130 mm        |
| Hauteur du carton intérieur       | 73 mm         |
| Profondeur du carton              | 388 mm        |
| Largeur du carton                 | 358 mm        |
| Hauteur du carton                 | 150 mm        |
| Volume du carton                  | 0.0208 cbm    |
| Poids du produit                  | 0.0057 kg     |
| Poids du carton                   | 3.61 kg       |
| Code EAN de la boîte              | 4038917949910 |
| Code EAN du carton<br>d'emballage | 4038917949927 |

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit.  
Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des  
modifications partielles ou totales au contenu sans aucun  
préavis.

Date de publication:  
2024-05-15

Le présent document a été élaboré par  
voie électronique et est valable sans  
signature.



**SARSTEDT**