

Spécification de produit

S-Monovette® EDTA K3E, 1,6 ml, bouchon violet, (L x Ø): 66 x 11 mm, avec étiquette papier

Page 1



Description d'article

Numéro de commande 05.1081.100

Description d'article S-Monovette[®] EDTA K3E, préparation : EDTA K3, 1,6 ml,

bouchon fileté à membrane, bouchon violet, code couleur ISO, (L x Ø) sans bouchon : 66 x 11 mm, avec étiquette papier, étiquette/impression: violet, 50 pièce(s)/carton,

stérile

Code NACRES NB.11

Caractéristiques du produit

Type de prélèvement veineux
Type de préparation EDTA K3

Concentration de préparation 1,6 mg/ml sang

Code couleur ISO

Étiquette/ Impression avec étiquette papier

Couleur impression/étiquette violet

Graduation graduation maximale

Bouchon bouchon fileté à membrane

Type de fermeture bouchon à vis

Étanchéité aux liquides oui

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.

Date de publication: 2024-05-19

Le présent document a été élaboré par voie électronique et est valable sans signature.



Spécification de produit

S-Monovette[®] EDTA K3E, 1,6 ml, bouchon violet, (L x Ø): 66 x 11 mm, avec étiquette papier

Page 2

Raccord bouchon fileté à membrane

Dimensions

Volume nominal 1.6 ml
Diamètre 11 mm
Longueur avec bouchon 82 mm
Longueur sans bouchon 66 mm
Longueur avec bouchon et 103 mm

tige

Matériau et coloris

Couleur du produit transparent

Matériel de fermeture Polyéthylène haute densité (HD-PE)

Couleur du bouchon violet

Matériau de la membrane caoutchouc

Matériau de la tubulure Polypropylène (PP)

Matériau du piston Polyéthylène haute densité (HD-PE)

Matériau de la tige du piston Polystyrène (PS)

Pureté et certification

Satisfait les exigences IATA, ADR

Catégorie de produit In vitro-Diagnostic, CE

Certifié CE CE Label de pureté stérile

Stérilisation Irradiation électronique

Alloti oui

Conditionnement

Minimum order atv. 500 Type d'emballage intérieur carton pièces / boite 50 500 pièces / carton pièces / pallet 56000 Profondeur du carton intérieur 145 mm Largeur du carton intérieur 108 mm Hauteur du carton intérieur 63 mm Profondeur du carton 333 mm

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.





Spécification de produit

S-Monovette® EDTA K3E, 1,6 ml, bouchon violet, (L x Ø): 66 x 11 mm, avec étiquette papier

Page 3

Largeur du carton 303 mm
Hauteur du carton 125 mm
Volume du carton 0.0126 cbm
Poids du produit 0.0037 kg
Poids du carton 2.37 kg

 Code EAN de la boite
 4038917361668

 Code EAN du carton
 4038917361651

d'emballage

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.

