

### Spécification de produit

S-Monovette<sup>®</sup> Sérum CAT, 2,7 ml, bouchon blanc,  $(L \times \emptyset)$ : 66 x 11 mm, avec étiquette plastique

Page 1



#### **Description d'article**

Numéro de commande 05.1557

Description d'article S-Monovette® Sérum CAT, préparation : Activateur de

coagulation, 2,7 ml, bouchon fileté à membrane, bouchon blanc, code couleur EU, (L x Ø) sans bouchon : 66 x 11 mm, avec étiquette plastique, étiquette/impression:

transparent/blanc, 50 pièce(s)/carton, stérile

Code NACRES NB.11

# Caractéristiques du produit

Type de prélèvement veineux

Type de préparation Activateur de coagulation

Code couleur EU

Étiquette/ Impression avec étiquette plastique

Couleur impression/étiquette transparent/blanc Graduation graduation maximale

Bouchon bouchon fileté à membrane

Type de fermeture bouchon à vis

Centrifugation recommandée 2000 x g

Température de centrifugation 20

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.





# Spécification de produit

# S-Monovette® Sérum CAT, 2,7 ml, bouchon blanc, (L x Ø): 66 x 11 mm, avec étiquette plastique

Page 2

Durée de centrifugation 10 Min Étanchéité aux liquides oui

Raccord bouchon fileté à membrane

**Dimensions** 

Volume nominal 2.7 ml
Diamètre 11 mm
Longueur avec bouchon 82 mm
Longueur sans bouchon 66 mm
Longueur avec bouchon et 103 mm

tige

Matériau et coloris

Couleur du produit transparent

Matériel de fermeture Polyéthylène haute densité (HD-PE)

Couleur du bouchon blanc

Matériau de la membrane caoutchouc

Matériau de la tubulure Polypropylène (PP)

Matériau du piston Polyéthylène haute densité (HD-PE)

Matériau de la tige du piston Polystyrène (PS)

Pureté et certification

Satisfait les exigences IATA, ADR

Catégorie de produit In vitro-Diagnostic, CE

Certifié CE CE Label de pureté stérile

Stérilisation Irradiation électronique

Alloti oui

Conditionnement

Minimum order qty. 500

Type d'emballage intérieur carton pièces / boite 50
pièces / carton 500
pièces / pallet 56000

Profondeur du carton intérieur 145 mm

Largeur du carton intérieur 108 mm

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.





# Spécification de produit

S-Monovette® Sérum CAT, 2,7 ml, bouchon blanc, (L x Ø): 66 x 11 mm, avec étiquette plastique

Page 3

Hauteur du carton intérieur
Profondeur du carton

Largeur du carton

Hauteur du carton

Volume du carton

Poids du produit

Poids du carton

333 mm

125 mm

0.0126 cbm

0.0041 kg

Poids du carton

2.61 kg

 Code EAN de la boite
 4038917087025

 Code EAN du carton
 4038917005517

d'emballage

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.

