



## Description d'article

Numéro de commande	06.1663.001
Description d'article	S-Monovette® Sérum CAT, préparation : Activateur de coagulation, 1,2 ml, bouchon fileté à membrane, bouchon blanc, code couleur EU, (L x Ø) sans bouchon : 66 x 8 mm, avec étiquette plastique, étiquette/impression: blanc/noir, 50 pièce(s)/carton, stérile
Code NACRES	NB.11

## Caractéristiques du produit

Type de prélèvement	veineux
Type de préparation	Activateur de coagulation
Code couleur	EU
Étiquette/ Impression	avec étiquette plastique
Couleur impression/étiquette	blanc/noir
Graduation	graduation maximale
Bouchon	bouchon fileté à membrane
Type de fermeture	bouchon à vis
Centrifugation recommandée	2000 x g
Température de centrifugation	20

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.





## Spécification de produit

**S-Monovette®** Sérums CAT, 1,2 ml, bouchon blanc,  
(L x Ø) : 66 x 8 mm, avec étiquette plastique

Page 2

Durée de centrifugation	10 Min
Étanchéité aux liquides	oui
Raccord	bouchon fileté à membrane

### Dimensions

Volume nominal	1.2 ml
Diamètre	8 mm
Longueur avec bouchon	82 mm
Longueur sans bouchon	66 mm
Longueur avec bouchon et tige	103 mm

### Matériau et coloris

Couleur du produit	transparent
Matériel de fermeture	Polyéthylène haute densité (HD-PE)
Couleur du bouchon	blanc
Matériau de la membrane	caoutchouc
Matériau de la tubulure	Polypropylène (PP)
Matériau du piston	caoutchouc
Matériau de la tige du piston	Polystyrène (PS)

### Pureté et certification

Satisfait les exigences	IATA, ADR
Catégorie de produit	In vitro-Diagnostic, CE
Certifié CE	CE
Label de pureté	stérile
Stérilisation	Irradiation électronique
Alloti	oui

### Conditionnement

Minimum order qty.	500
Type d'emballage intérieur	carton
pièces / boîte	50
pièces / carton	500
pièces / pallet	56000
Profondeur du carton intérieur	145 mm
Largeur du carton intérieur	108 mm

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit.  
Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.

Date de publication:  
2024-05-09

Le présent document a été élaboré par  
voie électronique et est valable sans  
signature.



**SARSTEDT**



## Spécification de produit

**S-Monovette® Sérum CAT, 1,2 ml, bouchon blanc,  
(L x Ø) : 66 x 8 mm, avec étiquette plastique**

**Page 3**

Hauteur du carton intérieur	63 mm
Profondeur du carton	333 mm
Largeur du carton	303 mm
Hauteur du carton	125 mm
Volume du carton	0.0126 cbm
Poids du produit	0.0032 kg
Poids du carton	2.16 kg
Code EAN de la boîte	4038917132770
Code EAN du carton d'emballage	4038917024419

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit.  
Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des  
modifications partielles ou totales au contenu sans aucun  
préavis.

Date de publication:  
2024-05-09

Le présent document a été élaboré par  
voie électronique et est valable sans  
signature.



**SARSTEDT**