



Description d'article

Numéro de commande	06.1664.100
Description d'article	S-Monovette® EDTA K3E, préparation : EDTA K3, 1,2 ml, avec bille de mélange, bouchon fileté à membrane, bouchon violet, code couleur ISO, (L x Ø) sans bouchon : 66 x 8 mm, avec étiquette plastique, étiquette/impression: blanc/violet, 50 pièce(s)/carton, stérile
Code NACRES	NB.11

Caractéristiques du produit

Type de prélèvement	veineux
Type de préparation	EDTA K3
Concentration de préparation	1,6 mg/ml sang
Code couleur	ISO
Étiquette/ Impression	avec étiquette plastique
Couleur impression/étiquette	blanc/violet
Graduation	oui
Bouchon	bouchon fileté à membrane
Type de fermeture	bouchon à vis
Étanchéité aux liquides	oui

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.





Spécification de produit
S-Monovette® EDTA K3E, 1,2 ml, bouchon violet,
(L x Ø) : 66 x 8 mm, avec étiquette plastique

Page 3

Largeur du carton	303 mm
Hauteur du carton	125 mm
Volume du carton	0.0126 cbm
Poids du produit	0.0033 kg
Poids du carton	2.18 kg
Code EAN de la boîte	4038917132824
Code EAN du carton d'emballage	4038917024464

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit.
Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des
modifications partielles ou totales au contenu sans aucun
préavis.

Date de publication:
2024-05-19

Le présent document a été élaboré par
voie électronique et est valable sans
signature.



SARSTEDT