




Description d'article

Numéro de commande	76.561
Description d'article	Couvercle à pression, compatible avec bécher de 250 ml 75.560, matériau : PS, à haute transparence, 50 pièce(s)/sachet tubulaire
Code NACRES	NB.17

Caractéristiques du produit

Type de fermeture	couvercle à pression
Compatible avec	bécher de 250 ml 75.560

Matériau et coloris

Matériau du produit	Polystyrène (PS)
Couleur du produit	à haute transparence

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit.
Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des
modifications partielles ou totales au contenu sans aucun
préavis.





Pureté et certification

Catégorie de produit	Aucun dispositif médical DIV
Alloti	oui

Conditionnement

Minimum order qty.	500
Type d'emballage intérieur	sachet tubulaire
pièces / boîte	500
pièces / carton	500
pièces / pallet	30000
Profondeur du carton	423 mm
Largeur du carton	213 mm
Hauteur du carton	185 mm
Volume du carton	0.0167 cbm
Poids du produit	0.0013 kg
Poids du carton	0.91 kg
Code EAN de la boîte	4038917339926
Code EAN du carton d'emballage	4038917339919

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.

