



Spécification de produit

S-Monovette® cfDNA Exact, 9,2 ml, bouchon couleur framboise, (L x Ø) : 100 x 15 mm, avec étiquette papier

Page 1



Description d'article

Numéro de commande

01.2040.001

Description d'article

S-Monovette® cfDNA Exact, préparation : cfDNA stabilisateur, 9,2 ml, bouchon fileté à membrane, bouchon couleur framboise, (L x Ø) sans bouchon : 100 x 15 mm, avec étiquette papier, étiquette/impression: rouge foncé, 20 pièce(s)/carton, stérile

Caractéristiques du produit

Type de prélèvement

veineux

Type de préparation

cfDNA stabilisateur

Étiquette/ Impression

avec étiquette papier

Couleur impression/étiquette

rouge foncé

Bouchon

bouchon fileté à membrane

Type de fermeture

bouchon à vis

Étanchéité aux liquides

oui

Raccord

bouchon fileté à membrane

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.

Date de publication:
2024-04-25

Le présent document a été élaboré par
voie électronique et est valable sans
signature.



SARSTEDT



Spécification de produit

**S-Monovette® cfDNA Exact, 9,2 ml, bouchon
couleur framboise, (L x Ø) : 100 x 15 mm, avec
étiquette papier**

Page 2

Dimensions

Volume nominal	9.2 ml
Diamètre	15 mm
Longueur avec bouchon	116 mm
Longueur sans bouchon	100 mm
Longueur avec bouchon et tige	136 mm

Matériau et coloris

Matériau du produit	Polypropylène (PP)
Couleur du produit	transparent
Matériel de fermeture	Polyéthylène haute densité (HD-PE)
Couleur du bouchon	couleur framboise
Matériau de la membrane	caoutchouc
Matériau de la tubulure	Polypropylène (PP)
Matériau du piston	Polyéthylène haute densité (HD-PE)
Matériau de la tige du piston	Polystyrène (PS)

Pureté et certification

Satisfait les exigences	IATA, ADR
Catégorie de produit	In vitro-Diagnostic, CE
Certifié CE	CE
Label de pureté	stérile
Stérilisation	Irradiation électronique
Alloti	oui

Conditionnement

Minimum order qty.	80
Type d'emballage intérieur	carton
pièces / boîte	20
pièces / carton	80
pièces / pallet	8640
Profondeur du carton intérieur	184 mm
Largeur du carton intérieur	141 mm
Hauteur du carton intérieur	83 mm
Profondeur du carton	388 mm

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit.
Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des
modifications partielles ou totales au contenu sans aucun
préavis.





Spécification de produit

**S-Monovette® cfDNA Exact, 9,2 ml, bouchon
couleur framboise, (L x Ø) : 100 x 15 mm, avec
étiquette papier**

Page 3

Largeur du carton	345 mm
Hauteur du carton	105 mm
Volume du carton	0.0141 cbm
Poids du produit	0.0099 kg
Poids du carton	1.9 kg
Code EAN de la boîte	4038917576666
Code EAN du carton d'emballage	4038917576659

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit.
Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des
modifications partielles ou totales au contenu sans aucun
préavis.

Date de publication:
2024-04-25

Le présent document a été élaboré par
voie électronique et est valable sans
signature.



SARSTEDT