




Spécification de produit

S-Monovette® Sérums, 9 ml, bouchon blanc, (L x Ø) : 92 x 16 mm, avec étiquette papier

Page 1



Description d'article

Numéro de commande	02.1063.014
Description d'article	S-Monovette® Sérums, CAT, préparation : Activateur de coagulation, 9 ml, bouchon fileté à membrane, bouchon blanc, code couleur EU, (L x Ø) sans bouchon : 92 x 16 mm, avec étiquette papier, étiquette / impression: blanc, 50 pièce(s)/carton, stérile

Caractéristiques du produit

Type de prélèvement	veineux
Type de préparation	Activateur de coagulation
Code couleur	EU
Étiquette/ Impression	avec étiquette papier
Couleur impression/étiquette	blanc
Graduation	graduation maximale
Bouchon	bouchon fileté à membrane
Type de système de fermeture	bouchon à vis
Centrifugation recommandée	2000 x g
Température de centrifugation	20 °C
Durée de centrifugation	10 Min

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.

La présente spécification est confidentielle et constitue la propriété de Sarstedt. Elle ne doit pas être dupliquée ni rendue accessible à des tiers sans notre consentement écrit préalable.

Date de publication:
2022-01-19

Le présent document a été élaboré par voie électronique et est valable sans signature.



SARSTEDT



Spécification de produit
S-Monovette® Sérum, 9 ml, bouchon blanc, (L x Ø) : 92 x 16 mm, avec étiquette papier

Page 2

Étanchéité aux liquides oui
Raccord bouchon fileté à membrane

Dimensions

Volume nominal 9 ml
Diamètre 16 mm
Longueur avec bouchon 108 mm
Longueur sans bouchon 92 mm
Longueur avec bouchon et tige 129 mm

Matériau et coloris

Couleur du produit transparent
Matériau du bouchon Polyéthylène haute densité (HD-PE)
Couleur du bouchon blanc
Matériau de la membrane caoutchouc
Matériau de la tubulure Polypropylène (PP)
Matériau du piston Polyéthylène haute densité (HD-PE)
Matériau de la tige du piston Polystyrène (PS)

Pureté et certification

Satisfait les exigences IATA, ADR
Catégorie de produit Diagnostic in-vitro, CE
Certifié CE CE
Label de pureté stérile
Stérilisation Irradiation électronique
Alloti oui

Conditionnement

Minimum order qty. 500
Type d'emballage intérieur carton
pièces / boîte 50
pièces / carton 500
pièces / pallet 24000
Profondeur du carton 648 mm
Largeur du carton 303 mm
Hauteur du carton 150 mm

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.

La présente spécification est confidentielle et constitue la propriété de Sarstedt. Elle ne doit pas être dupliquée ni rendue accessible à des tiers sans notre consentement écrit préalable.

Date de publication:
2022-01-19

Le présent document a été élaboré par voie électronique et est valable sans signature.



SARSTEDT



Spécification de produit
S-Monovette® Sérum, 9 ml, bouchon blanc, (L x Ø) : 92 x 16 mm, avec étiquette papier

Page 3

Volume du carton	0,0295 cbm
Poids du produit	0,0088 kg
Poids du carton	5,35 kg
Code EAN de la boîte	4038917124966
Code EAN du carton d'emballage	4038917019576

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.

La présente spécification est confidentielle et constitue la propriété de Sarstedt. Elle ne doit pas être dupliquée ni rendue accessible à des tiers sans notre consentement écrit préalable.

Date de publication:
2022-01-19

Le présent document a été élaboré par voie électronique et est valable sans signature.



SARSTEDT