



Description d'article

Numéro de commande	04.1901.021
Description d'article	S-Monovette® EDTA K3, préparation : EDTA K3, 2,6 ml, bouchon fileté à membrane, bouchon rouge, code couleur EU, (L x Ø) sans bouchon : 65 x 13 mm, avec étiquette papier, étiquette / impression: rouge, 1 pièce(s)/blister, stérile

Caractéristiques du produit

Type de prélèvement	veineux
Type de préparation	EDTA K3
Concentration de préparation	1,6 mg/ml sang
Code couleur	EU
Étiquette/ Impression	avec étiquette papier
Couleur impression/étiquette	rouge
Graduation	graduation maximale
Bouchon	bouchon fileté à membrane
Type de système de fermeture	bouchon à vis
Étanchéité aux liquides	oui
Raccord	bouchon fileté à membrane

Dimensions

Volume nominal	2,6 ml
Diamètre	13 mm
Longueur avec bouchon	81 mm
Longueur sans bouchon	65 mm
Longueur avec bouchon et tige	102 mm

Matériau et coloris

Couleur du produit	transparent
Matériau du bouchon	Polyéthylène haute densité (HD-PE)
Couleur du bouchon	rouge
Matériau de la membrane	caoutchouc
Matériau de la tubulure	Polypropylène (PP)
Matériau du piston	Polyéthylène haute densité (HD-PE)
Matériau de la tige du piston	Polystyrène (PS)

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.

La présente spécification est confidentielle et constitue la propriété de Sarstedt. Elle ne doit pas être dupliquée ni rendue accessible à des tiers sans notre consentement écrit préalable.





Pureté et certification

Satisfait les exigences	IATA, ADR
Catégorie de produit	Diagnostic in-vitro, CE
Certifié CE	CE
Label de pureté	stérile
Stérilisation	Irradiation électronique
Alloti	oui

Conditionnement

Minimum order qty.	500
Type d'emballage intérieur	blister
pièces / boîte	100
pièces / carton	500
pièces / pallet	18000
Profondeur du carton	578 mm
Largeur du carton	368 mm
Hauteur du carton	195 mm
Volume du carton	0,0415 cbm
Poids du produit	0,004 kg
Poids du carton	3,36 kg
Code EAN de la boîte	4038917134163
Code EAN du carton d'emballage	4038917079884

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.

La présente spécification est confidentielle et constitue la propriété de Sarstedt. Elle ne doit pas être dupliquée ni rendue accessible à des tiers sans notre consentement écrit préalable.

