



Spécification de produit
S-Monovette® Sérums-gel, 4 ml, bouchon marron,
(L x Ø) : 75 x 13 mm, avec étiquette papier

Page 1



Description d'article

Numéro de commande	04.1925.001
Description d'article	S-Monovette® Sérums-gel, préparation : Gel / Activateur de coagulation, 4 ml, bouchon fileté à membrane, bouchon marron, code couleur EU/ISO, (L x Ø) sans bouchon : 75 x 13 mm, avec étiquette papier, étiquette / impression: marron, 50 pièce(s)/carton, stérile

Caractéristiques du produit

Type de prélèvement	veineux
Type de préparation	Gel / Activateur de coagulation
Code couleur	EU/ISO
Étiquette/ Impression	avec étiquette papier
Couleur impression/étiquette	marron
Graduation	graduation maximale
Bouchon	bouchon fileté à membrane
Type de système de fermeture	bouchon à vis
Centrifugation recommandée	2500 x g
Température de centrifugation	20 °C
Durée de centrifugation	10 Min

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.

La présente spécification est confidentielle et constitue la propriété de Sarstedt. Elle ne doit pas être dupliquée ni rendue accessible à des tiers sans notre consentement écrit préalable.

Date de publication:
2022-01-21

Le présent document a été élaboré par voie électronique et est valable sans signature.



SARSTEDT



Spécification de produit
S-Monovette® Sérums-gel, 4 ml, bouchon marron,
(L x Ø) : 75 x 13 mm, avec étiquette papier

Page 2

Étanchéité aux liquides oui
Raccord bouchon fileté à membrane

Dimensions

Volume nominal 4 ml
Diamètre 13 mm
Longueur avec bouchon 91 mm
Longueur sans bouchon 75 mm
Longueur avec bouchon et
tige 112 mm

Matériau et coloris

Couleur du produit transparent
Matériau du bouchon Polyéthylène haute densité (HD-PE)
Couleur du bouchon marron
Matériau de la membrane caoutchouc
Matériau de la tubulure Polypropylène (PP)
Matériau du piston Polyéthylène haute densité (HD-PE)
Matériau de la tige du piston Polystyrène (PS)

Pureté et certification

Satisfait les exigences IATA, ADR
Catégorie de produit Diagnostic in-vitro, CE
Certifié CE CE
Label de pureté stérile
Stérilisation Irradiation électronique
Alloti oui

Conditionnement

Minimum order qty. 20000
Type d'emballage intérieur carton
pièces / boîte 50
pièces / carton 500
pièces / pallet 39000
Profondeur du carton 388 mm
Largeur du carton 358 mm
Hauteur du carton 135 mm

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.

La présente spécification est confidentielle et constitue la propriété de Sarstedt. Elle ne doit pas être dupliquée ni rendue accessible à des tiers sans notre consentement écrit préalable.

Date de publication:
2022-01-21

Le présent document a été élaboré par voie électronique et est valable sans signature.



SARSTEDT



Spécification de produit
S-Monovette® Sérum-gel, 4 ml, bouchon marron,
(L x Ø) : 75 x 13 mm, avec étiquette papier

Page 3

Volume du carton	0,0188 cbm
Poids du produit	0,0055 kg
Poids du carton	3,49 kg
Code EAN de la boîte	4038917359443
Code EAN du carton d'emballage	4038917359436

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.

La présente spécification est confidentielle et constitue la propriété de Sarstedt. Elle ne doit pas être dupliquée ni rendue accessible à des tiers sans notre consentement écrit préalable.

Date de publication:
2022-01-21

Le présent document a été élaboré par
voie électronique et est valable sans
signature.



SARSTEDT