



## Description d'article

|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numéro de commande    | 04.1959.001                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Description d'article | S-Monovette® Hirudine, pour le diagnostic de la fonction plaquettaire sur ROCHE Multiplate®, préparation : Hirudine, 1,6 ml, bouchon fileté à membrane, bouchon vert foncé, (L x Ø) sans bouchon : 75 x 13 mm, avec étiquette papier, étiquette/impression: vert foncé, 50 pièce(s)/carton, stérile |
| Code NACRES           | NB.11                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

## Caractéristiques du produit

|                              |                                                                      |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Type de prélèvement          | veineux                                                              |
| Type de préparation          | Hirudine                                                             |
| Concentration de préparation | 525 ATE hirudine/ ml sang                                            |
| Étiquette/ Impression        | avec étiquette papier                                                |
| Couleur impression/étiquette | vert foncé                                                           |
| Graduation                   | graduation maximale                                                  |
| Bouchon                      | bouchon fileté à membrane                                            |
| Type de fermeture            | bouchon à vis                                                        |
| Exemple d'utilisation        | pour le diagnostic de la fonction plaquettaire sur ROCHE Multiplate® |

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.





**Spécification de produit**  
**S-Monovette® Hirudine, 1,6 ml, bouchon vert foncé, (L x Ø) : 75 x 13 mm, avec étiquette papier**

**Page 2**

|                         |                           |
|-------------------------|---------------------------|
| Étanchéité aux liquides | oui                       |
| Raccord                 | bouchon fileté à membrane |

**Dimensions**

|                               |        |
|-------------------------------|--------|
| Volume nominal                | 1.6 ml |
| Diamètre                      | 13 mm  |
| Longueur avec bouchon         | 91 mm  |
| Longueur sans bouchon         | 75 mm  |
| Longueur avec bouchon et tige | 112 mm |

**Matériau et coloris**

|                               |                                    |
|-------------------------------|------------------------------------|
| Couleur du produit            | transparent                        |
| Matériel de fermeture         | Polyéthylène haute densité (HD-PE) |
| Couleur du bouchon            | vert foncé                         |
| Matériau de la membrane       | caoutchouc                         |
| Matériau de la tubulure       | Polypropylène (PP)                 |
| Matériau du piston            | Polyéthylène haute densité (HD-PE) |
| Matériau de la tige du piston | Polystyrène (PS)                   |

**Pureté et certification**

|                         |                          |
|-------------------------|--------------------------|
| Satisfait les exigences | IATA, ADR                |
| Catégorie de produit    | In vitro-Diagnostic, CE  |
| Certifié CE             | CE                       |
| Label de pureté         | stérile                  |
| Stérilisation           | Irradiation électronique |
| Alloti                  | oui                      |

**Conditionnement**

|                                |        |
|--------------------------------|--------|
| Minimum order qty.             | 50     |
| Type d'emballage intérieur     | carton |
| pièces / boîte                 | 50     |
| pièces / carton                | 500    |
| pièces / pallet                | 39000  |
| Profondeur du carton intérieur | 171 mm |
| Largeur du carton intérieur    | 116 mm |
| Hauteur du carton intérieur    | 73 mm  |

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.





**Spécification de produit**  
**S-Monovette® Hirudine, 1,6 ml, bouchon vert foncé, (L x Ø) : 75 x 13 mm, avec étiquette papier**

**Page 3**

|                                |               |
|--------------------------------|---------------|
| Profondeur du carton           | 388 mm        |
| Largeur du carton              | 358 mm        |
| Hauteur du carton              | 135 mm        |
| Volume du carton               | 0.0188 cbm    |
| Poids du produit               | 0.0047 kg     |
| Poids du carton                | 3.09 kg       |
| Code EAN de la boîte           | 4038917376983 |
| Code EAN du carton d'emballage | 4038917376976 |

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.

Date de publication:  
2024-04-19

Le présent document a été élaboré par voie électronique et est valable sans signature.



**SARSTEDT**