



**Spécification de produit**  
**Tube à échantillon, Sérums Gel CAT, 4,4 ml,**  
**bouchon marron, (L x Ø) : 75 x 13 mm, avec**  
**étiquette papier**

**Page 1**



### Description d'article

Numéro de commande	32.311.001
Description d'article	Tube à échantillon, volume nominal : 4,4 ml, bouchon marron, préparation : activateur de coagulation/gel, bouchon pression, (L x Ø) : 75 x 13 mm, fond rond, avec étiquette papier, 100 pièce(s)/sachet
Code NACRES	NB.11

### Caractéristiques du produit

Type de préparation	activateur de coagulation/gel
Code couleur	EU/ISO
Étiquette/ Impression	avec étiquette papier
Couleur impression/étiquette	marron
Graduation	graduation maximale
Type de fermeture	bouchon pression
Forme du fond	fond rond
Centrifugation recommandée	2500 x g
Durée de centrifugation	10 Min

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.

Date de publication:  
2024-04-28

Le présent document a été élaboré par voie électronique et est valable sans signature.



**SARSTEDT**



**Spécification de produit**  
**Tube à échantillon, Sérums Gel CAT, 4,4 ml,**  
**bouchon marron, (L x Ø) : 75 x 13 mm, avec**  
**étiquette papier**

**Page 2**

### **Dimensions**

Volume nominal	4.4 ml
Diamètre	13 mm
Longueur du produit	75 mm
Longueur sans bouchon	75 mm

### **Matériau et coloris**

Couleur du produit	transparent
Matériel de fermeture	Polyéthylène basse densité (LD-PE)
Couleur du bouchon	marron
Matériau de la tubulure	Polypropylène (PP)

### **Pureté et certification**

Catégorie de produit	In vitro-Diagnostic, CE
Certifié CE	CE
Alloti	oui

### **Conditionnement**

Minimum order qty.	1000
Type d'emballage intérieur	sachet
pièces / boîte	100
pièces / carton	1000
pièces / pallet	64000
Profondeur du carton	398 mm
Largeur du carton	298 mm
Hauteur du carton	215 mm
Volume du carton	0.0255 cbm
Poids du produit	0.0043 kg
Poids du carton	4.69 kg
Code EAN de la boîte	4038917105262
Code EAN du carton d'emballage	4038917010412

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit.  
Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des  
modifications partielles ou totales au contenu sans aucun  
préavis.

Date de publication:  
2024-04-28

Le présent document a été élaboré par  
voie électronique et est valable sans  
signature.



**SARSTEDT**