



Spécification de produit
Microtube Héparine de lithium LH, 1,3 ml,
bouchon à vis, EU

Page 1



Description d'article

Numéro de commande	41.1393.005
Description d'article	Microtube Héparine de lithium LH, prélèvement sanguin veineux, préparation : Héparine de lithium, volume nominal : 1,3 ml, (LxØ) avec cape : 47 x 10,8 mm, bouchon à vis, bouchon : orange, code couleur EU, avec étiquette papier, étiquette/impression: orange, fond conique à jupe, 100 pièce(s)/sachet
Code NACRES	NB.11

Caractéristiques du produit

Type de prélèvement	veineux
Type de préparation	Héparine de lithium
Concentration de préparation	25 UI/ml sang
Code couleur	EU
Étiquette/ Impression	avec étiquette papier
Couleur impression/étiquette	orange
Graduation	oui
Type de fermeture	bouchon à vis
Domaine d'application	prélèvement sanguin veineux

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.





Spécification de produit
Microtube Héparine de lithium LH, 1,3 ml,
bouchon à vis, EU

Page 2

Forme du fond	fond conique à jupe
Volume de travail	1,3 ml
Centrifugation recommandée	2000 x g
Durée de centrifugation	5 Min

Dimensions

Volume nominal	1.3 ml
Diamètre	10.8 mm
Longueur du produit	47 mm
Longueur avec bouchon	47 mm
Longueur sans bouchon	45 mm

Matériau et coloris

Couleur du produit	transparent
Matériel de fermeture	Polypropylène (PP)
Couleur du bouchon	orange
Matériau de la tubulure	Polypropylène (PP)

Pureté et certification

Satisfait les exigences	IATA, ADR
Catégorie de produit	Agent de diagnostic in vitro (IVD)
Certifié CE	CE - Autodéclaration du fabricant
Alloti	oui

Conditionnement

Minimum order qty.	1000
Type d'emballage intérieur	sachet
pièces / boîte	100
pièces / carton	1000
pièces / pallet	96000
Profondeur du carton	348 mm
Largeur du carton	278 mm
Hauteur du carton	140 mm
Volume du carton	0.0135 cbm
Poids du produit	0.0016 kg
Poids du carton	1.93 kg
Code EAN de la boîte	4038917128308

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit.
Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des
modifications partielles ou totales au contenu sans aucun
préavis.

Date de publication:
2025-12-14

Le présent document a été élaboré par
voie électronique et est valable sans
signature.



SARSTEDT



Spécification de produit
Microtube Héparine de lithium LH, 1,3 ml,
bouchon à vis, EU

Page 3

Code EAN du carton
d'emballage 4038917021647

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit.
Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des
modifications partielles ou totales au contenu sans aucun
préavis.

Date de publication:
2025-12-14

Le présent document a été élaboré par
voie électronique et est valable sans
signature.



SARSTEDT