



Description d'article

| | |
|-----------------------|---|
| Numéro de commande | 41.1500.005 |
| Description d'article | Microtube Sérum Gel CAT, prélèvement sanguin veineux, préparation : activateur de coagulation/gel, volume nominal : 1,1 ml, (LxØ) avec cape : 44 x 10,8 mm, bouchon pression, bouchon : marron, code couleur EU/ISO, avec étiquette plastique, étiquette/impression: marron, fond conique à jupe, 100 pièce(s)/sachet |
| Code NACRES | NB.11 |

Caractéristiques du produit

| | |
|------------------------------|-------------------------------|
| Type de prélèvement | veineux |
| Type de préparation | activateur de coagulation/gel |
| Code couleur | EU/ISO |
| Étiquette/ Impression | avec étiquette plastique |
| Couleur impression/étiquette | marron |
| Graduation | oui |
| Bouchon | cape plate |
| Type de fermeture | bouchon pression |
| Domaine d'application | prélèvement sanguin veineux |

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.





Spécification de produit
Microtube Sérums Gel CAT, 1,1 ml, bouchon
pression, EU/ISO

Page 2

| | |
|----------------------------|---------------------|
| Forme du fond | fond conique à jupe |
| Volume de travail | 1,1 ml |
| Centrifugation recommandée | 10000 U/min |
| Durée de centrifugation | 5 Min |

Dimensions

| | |
|-----------------------|---------|
| Volume nominal | 1.1 ml |
| Diamètre | 10.8 mm |
| Longueur du produit | 44 mm |
| Longueur avec bouchon | 44 mm |
| Longueur sans bouchon | 40 mm |

Matériau et coloris

| | |
|-------------------------|------------------------------------|
| Couleur du produit | transparent |
| Matériel de fermeture | Polyéthylène basse densité (LD-PE) |
| Couleur du bouchon | marron |
| Matériau de la tubulure | Polypropylène (PP) |

Pureté et certification

| | |
|----------------------|-------------------------|
| Catégorie de produit | In vitro-Diagnostic, CE |
| Certifié CE | CE |
| Alloti | oui |

Conditionnement

| | |
|----------------------------|---------------|
| Minimum order qty. | 1000 |
| Type d'emballage intérieur | sachet |
| pièces / boîte | 100 |
| pièces / carton | 1000 |
| pièces / pallet | 96000 |
| Profondeur du carton | 348 mm |
| Largeur du carton | 278 mm |
| Hauteur du carton | 140 mm |
| Volume du carton | 0.0135 cbm |
| Poids du produit | 0.0018 kg |
| Poids du carton | 2.11 kg |
| Code EAN de la boîte | 4038917129473 |

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit.
Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des
modifications partielles ou totales au contenu sans aucun
préavis.

Date de publication:
2024-04-26

Le présent document a été élaboré par
voie électronique et est valable sans
signature.



SARSTEDT



Spécification de produit
Microtube Sérums Gel CAT, 1,1 ml, bouchon
pression, EU/ISO

Page 3

Code EAN du carton
d'emballage

4038917022248

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit.
Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des
modifications partielles ou totales au contenu sans aucun
préavis.

Date de publication:
2024-04-26

Le présent document a été élaboré par
voie électronique et est valable sans
signature.



SARSTEDT