



### **Description d'article**

Numéro de commande	41.1503.005
Description d'article	Microtube Héparine de lithium LH, prélèvement sanguin veineux, préparation : Héparine de lithium, volume nominal : 1,3 ml, (LxØ) avec cape : 44 x 10,8 mm, bouchon pression, bouchon : orange, code couleur EU, avec étiquette plastique, étiquette/impression: orange, fond conique à jupe, 100 pièce(s)/sachet
Code NACRES	NB.11

### **Caractéristiques du produit**

Type de prélèvement	veineux
Type de préparation	Héparine de lithium
Concentration de préparation	25 UI/ml sang
Code couleur	EU
Étiquette/ Impression	avec étiquette plastique
Couleur impression/étiquette	orange
Graduation	oui
Bouchon	cape plate
Type de fermeture	bouchon pression

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.





**Spécification de produit**  
**Microtube Héparine de lithium LH, 1,3 ml,**  
**bouchon pression, EU**

**Page 2**

Domaine d'application	prélèvement sanguin veineux
Forme du fond	fond conique à jupe
Volume de travail	1,3 ml
Centrifugation recommandée	2000 x g
Durée de centrifugation	5 Min

### **Dimensions**

Volume nominal	1.3 ml
Diamètre	10.8 mm
Longueur du produit	44 mm
Longueur avec bouchon	44 mm
Longueur sans bouchon	40 mm

### **Matériau et coloris**

Couleur du produit	transparent
Matériel de fermeture	Polyéthylène basse densité (LD-PE)
Couleur du bouchon	orange
Matériau de la tubulure	Polypropylène (PP)

### **Pureté et certification**

Catégorie de produit	In vitro-Diagnostic, CE
Certifié CE	CE
Alloti	oui

### **Conditionnement**

Minimum order qty.	1000
Type d'emballage intérieur	sachet
pièces / boîte	100
pièces / carton	1000
pièces / pallet	96000
Profondeur du carton	348 mm
Largeur du carton	278 mm
Hauteur du carton	140 mm
Volume du carton	0.0135 cbm
Poids du produit	0.0016 kg
Poids du carton	1.88 kg
Code EAN de la boîte	4038917129534

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit.  
Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des  
modifications partielles ou totales au contenu sans aucun  
préavis.

Date de publication:  
2024-07-27

Le présent document a été élaboré par  
voie électronique et est valable sans  
signature.



**SARSTEDT**



**Spécification de produit**  
**Microtube Héparine de lithium LH, 1,3 ml,**  
**bouchon pression, EU**

**Page 3**

Code EAN du carton  
d'emballage

4038917022279

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit.  
Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des  
modifications partielles ou totales au contenu sans aucun  
préavis.

Date de publication:  
2024-07-27

Le présent document a été élaboré par  
voie électronique et est valable sans  
signature.



**SARSTEDT**