

Spécification de produit Microtube Héparine de lithium LH, 1,3 ml, bouchon pression, EU

Page 1



Description d'article

Numéro de commande 41.1503.015

Description d'article Microtube Héparine de lithium LH, prélèvement sanguin

veineux, préparation : Héparine de lithium LH, volume

nominal : 1,3 ml, \varnothing : 10,8 mm, bouchon pression, bouchon :

orange, code couleur EU, avec étiquette papier,

étiquette/impression: orange, fond conique à jupe, 100

pièce(s)/sachet

Code NACRES NB.11

Caractéristiques du produit

Type de prélèvement veineux

Type de préparation Héparine de lithium LH

Concentration de préparation 25 UI/ml sang

Code couleur EU

Étiquette/ Impression avec étiquette papier

Couleur impression/étiquette orange Graduation oui

Bouchon cape plate

Type de fermeture bouchon pression

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.

Date de publication: 2024-04-25

Le présent document a été élaboré par voie électronique et est valable sans signature.



SARSTEDT



Spécification de produit Microtube Héparine de lithium LH, 1,3 ml, bouchon pression, EU

Page 2

Domaine d'application prélèvement sanguin veineux

Forme du fond fond conique à jupe

Volume de travail 1,3 ml
Centrifugation recommandée 2000 x g
Durée de centrifugation 5 Min

Dimensions

Volume nominal 1.3 ml
Diamètre 10.8 mm
Longueur du produit 44 mm
Longueur sans bouchon 40 mm

Matériau et coloris

Couleur du produit transparent

Matériel de fermeture Polyéthylène basse densité (LD-PE)

Couleur du bouchon orange

Matériau de la tubulure Polypropylène (PP)

Pureté et certification

Catégorie de produit In vitro-Diagnostic, CE

Certifié CE CE Alloti oui

Conditionnement

Minimum order qty. 1000 Type d'emballage intérieur sachet pièces / boite 100 pièces / carton 1000 pièces / pallet 96000 Profondeur du carton 348 mm Largeur du carton 278 mm Hauteur du carton 140 mm Volume du carton 0.0135 cbm Poids du produit 0.0016 kg Poids du carton 1.89 kg

Code EAN de la boite 4038917310192

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.





Spécification de produit Microtube Héparine de lithium LH, 1,3 ml, bouchon pression, EU

Page 3

Code EAN du carton d'emballage

4038917310185

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.

Date de publication: 2024-04-25

Le présent document a été élaboré par voie électronique et est valable sans signature.

