



Description d'article

| | |
|-----------------------|--|
| Numéro de commande | 41.1504.015 |
| Description d'article | Microtube EDTA K3, prélèvement sanguin veineux, préparation : EDTA K3, volume nominal : 1,3 ml, Ø: 10,8 mm, bouchon pression, bouchon : rouge, code couleur EU, avec étiquette papier, étiquette/impression: rouge, fond conique à jupe, 100 pièce(s)/sachet |
| Code NACRES | NB.11 |

Caractéristiques du produit

| | |
|------------------------------|-----------------------------|
| Type de prélèvement | veineux |
| Type de préparation | EDTA K3 |
| Concentration de préparation | 1,6 mg/ml sang |
| Code couleur | EU |
| Étiquette/ Impression | avec étiquette papier |
| Couleur impression/étiquette | rouge |
| Graduation | oui |
| Bouchon | cape plate |
| Type de système de fermeture | bouchon pression |
| Domaine d'application | prélèvement sanguin veineux |

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.

La présente spécification est confidentielle et constitue la propriété de Sarstedt. Elle ne doit pas être dupliquée ni rendue accessible à des tiers sans notre consentement écrit préalable.





Forme du fond fond conique à jupe
Volume de travail 1,3 ml

Dimensions

Volume nominal 1.3 ml
Diamètre 10.8 mm
Longueur du produit 44 mm
Longueur sans bouchon 40 mm

Matériau et coloris

Couleur du produit transparent
Matériau du bouchon Polyéthylène basse densité (LD-PE)
Couleur du bouchon rouge
Matériau de la tubulure Polypropylène (PP)

Pureté et certification

Catégorie de produit Diagnostic in-vitro, CE
Certifié CE CE
Alloti oui

Conditionnement

Minimum order qty. 1000
Type d'emballage intérieur sachet
pièces / boîte 100
pièces / carton 1000
pièces / pallet 96000
Profondeur du carton 348 mm
Largeur du carton 278 mm
Hauteur du carton 140 mm
Volume du carton 0.0135 cbm
Poids du produit 0.0016 kg
Poids du carton 1.86 kg
Code EAN de la boîte 4038917310222
Code EAN du carton 4038917310215
d'emballage

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.

La présente spécification est confidentielle et constitue la propriété de Sarstedt. Elle ne doit pas être dupliquée ni rendue accessible à des tiers sans notre consentement écrit préalable.

