

Spécification de produit Tube à échantillon, Sérum CAT, 10 ml, bouchon blanc, (L x Ø): 101 x 16,5 mm

Page 1



Description d'article

Numéro de commande 46.361

Description d'article Tube à échantillon, volume nominal : 10 ml, bouchon blanc,

préparation : Activateur de coagulation, bouchon à vis, (L x

Ø): 101 x 16,5 mm, fond rond, 100 pièce(s)/sachet

Code NACRES NB.11

Caractéristiques du produit

Type de préparation Activateur de coagulation

Code couleur EU Graduation non

Type de fermeture bouchon à vis Forme du fond fond rond Centrifugation recommandée 2000 x g Durée de centrifugation 10 Min

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.



Spécification de produit Tube à échantillon, Sérum CAT, 10 ml, bouchon blanc, (L x Ø) : 101 x 16,5 mm

Dimensions

Volume nominal 10 ml
Diamètre 16.5 mm
Longueur du produit 101 mm
Longueur sans bouchon 101 mm

Matériau et coloris

Couleur du produit transparent

Matériel de fermeture Polyéthylène basse densité (LD-PE)

Couleur du bouchon blanc

Matériau de la tubulure Polypropylène (PP)

Pureté et certification

Satisfait les exigences IATA, ADR

Catégorie de produit In vitro-Diagnostic, CE

Certifié CE CE Alloti oui

Conditionnement

Minimum order qty. 1000 Type d'emballage intérieur sachet pièces / boite 100 pièces / carton 1000 pièces / pallet 30000 Profondeur du carton 398 mm Largeur du carton 398 mm Hauteur du carton 340 mm Volume du carton 0.0539 cbm Poids du produit $0.0069 \, \text{kg}$ Poids du carton 7.58 kg

 Code EAN de la boite
 4038917081313

 Code EAN du carton
 4038917000451

d'emballage

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.

