



## Spécification de produit

Tube à échantillon, Héparine de lithium LH, 10 ml,  
bouchon orange, (L x Ø) : 101 x 16,5 mm, avec  
étiquette papier

Page 1



### Description d'article

Numéro de commande	46.363.001
Description d'article	Tube à échantillon, volume nominal : 10 ml, bouchon orange, préparation : Héparine, bouchon à vis, (L x Ø) : 101 x 16,5 mm, fond plat, avec étiquette papier, 100 pièce(s)/sachet
Code NACRES	NB.11

### Caractéristiques du produit

Type de préparation	Héparine
Concentration de préparation	16 UI/ml sang
Code couleur	EU
Étiquette/ Impression	avec étiquette papier
Couleur impression/étiquette	orange
Graduation	graduation maximale
Type de fermeture	bouchon à vis
Forme du fond	fond plat
Centrifugation recommandée	2000 x g
Durée de centrifugation	10 Min

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.

Date de publication:  
2024-05-05

Le présent document a été élaboré par voie électronique et est valable sans signature.



**SARSTEDT**



## Spécification de produit

**Tube à échantillon, Héparine de lithium LH, 10 ml,  
bouchon orange, (L x Ø) : 101 x 16,5 mm, avec  
étiquette papier**

**Page 2**

### Dimensions

Volume nominal	10 ml
Diamètre	16.5 mm
Longueur du produit	101 mm
Longueur sans bouchon	101 mm

### Matériau et coloris

Couleur du produit	transparent
Matériel de fermeture	Polyéthylène basse densité (LD-PE)
Couleur du bouchon	orange
Matériau de la tubulure	Polypropylène (PP)

### Pureté et certification

Satisfait les exigences	IATA, ADR
Catégorie de produit	In vitro-Diagnostic, CE
Certifié CE	CE
Alloti	oui

### Conditionnement

Minimum order qty.	1000
Type d'emballage intérieur	sachet
pièces / boîte	100
pièces / carton	1000
pièces / pallet	30000
Profondeur du carton	398 mm
Largeur du carton	398 mm
Hauteur du carton	340 mm
Volume du carton	0.0539 cbm
Poids du produit	0.0076 kg
Poids du carton	8.32 kg
Code EAN de la boîte	4038917105736
Code EAN du carton d'emballage	4038917010818

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit.  
Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des  
modifications partielles ou totales au contenu sans aucun  
préavis.

Date de publication:  
2024-05-05

Le présent document a été élaboré par  
voie électronique et est valable sans  
signature.



**SARSTEDT**