



Spécification de produit

Tube à échantillon, 10 ml, bouchon naturel, (L x Ø) : 98,25 x 16,15 mm, avec étiquette papier

Page 1



Description d'article

Numéro de commande	46.9924.106
Description d'article	Tube à échantillon, volume nominal : 10 ml, PP, bouchon naturel, bouchon à vis, (L x Ø) : 98,25 x 16,15 mm, fond plat, avec étiquette papier, 100 pièce(s)/sachet

Caractéristiques du produit

Étiquette/ Impression	avec étiquette papier
Couleur impression/étiquette	noir
Graduation	non
Bouchon	bouchon à vis standard
Type de fermeture	bouchon à vis
Domaine d'application	recueil et conservation d'échantillons de diagnostic
Forme du fond	fond plat
Volume de travail	10 ml
Centrifugation max (FCR)	5000 x g
Température de centrifugation	21
Durée de centrifugation	15 Min

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.

La présente spécification est confidentielle et constitue la propriété de Sarstedt. Elle ne doit pas être dupliquée ni rendue accessible à des tiers sans notre consentement écrit préalable.

Date de publication:
2024-03-29

Le présent document a été élaboré par voie électronique et est valable sans signature.



SARSTEDT



Spécification de produit

Tube à échantillon, 10 ml, bouchon naturel, (L x Ø) : 98,25 x 16,15 mm, avec étiquette papier

Page 2

Dimensions

Volume nominal	10 ml
Diamètre	16.15 mm
Longueur du produit	98.25 mm

Matériau et coloris

Matériau du produit	Polypropylène (PP)
Couleur du produit	translucide
Matériel de fermeture	Polyéthylène haute densité (HD-PE)
Couleur du bouchon	naturel
Matériau de la tubulure	Polypropylène (PP)

Pureté et certification

Satisfait les exigences	scellé à 18"hg/10 min
Sans latex	oui
Apyrogène	non
Fiche de données de sécurité	oui

Conditionnement

Minimum order qty.	1000
Type d'emballage intérieur	sachet
pièces / boîte	100
pièces / carton	1000
pièces / pallet	48000
Profondeur du carton	604 mm
Largeur du carton	264 mm
Hauteur du carton	373 mm
Volume du carton	0.06 cbm
Poids du carton	7.6 kg
Code EAN de la boîte	4038917154895
Code EAN du carton d'emballage	4038917036467

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.

La présente spécification est confidentielle et constitue la propriété de Sarstedt. Elle ne doit pas être dupliquée ni rendue accessible à des tiers sans notre consentement écrit préalable.

Date de publication:
2024-03-29

Le présent document a été élaboré par voie électronique et est valable sans signature.



SARSTEDT