



Description d'article

Numéro de commande	71.9921.318
Description d'article	Seau, jusqu'à 5 l, (Ø x h) : 189 x 200 mm, blanc, bouchon séparé, pour recueil et conservation d'échantillons de diagnostic, 12 pièce(s)/carton

Caractéristiques du produit

Domaine d'application	recueil et conservation d'échantillons de diagnostic
Possibilité d'autoclavage (°C max.)	121 °C

Dimensions

Volume max.	5 l
Diamètre	189 mm
Hauteur du produit	200 mm
Longueur du produit	223,5 mm

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.

La présente spécification est confidentielle et constitue la propriété de Sarstedt. Elle ne doit pas être dupliquée ni rendue accessible à des tiers sans notre consentement écrit préalable.





Matériau et coloris

Matériau du produit	Polypropylène (PP)
Couleur du produit	blanc

Pureté et certification

Sans latex	oui
Apyrogène	non
Fiche de données de sécurité	non

Conditionnement

Minimum order qty.	12
Type d'emballage intérieur	carton
pièces / boîte	12
pièces / carton	12
pièces / pallet	360
Profondeur du carton	548 mm
Largeur du carton	373 mm
Hauteur du carton	408 mm
Volume du carton	0,0834 cbm
Poids du carton	4,2 kg
Code EAN de la boîte	4038917150644
Code EAN du carton d'emballage	4038917398381

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.

La présente spécification est confidentielle et constitue la propriété de Sarstedt. Elle ne doit pas être dupliquée ni rendue accessible à des tiers sans notre consentement écrit préalable.

