



Description d'article

Numéro de commande	90.1092.730
Description d'article	Lecteur de codes-barres, avec port USB, pour Sediplus® S 2000 NX

Caractéristiques du produit

Compatible avec	Sediplus® S 2000 NX
-----------------	---------------------

Dimensions

Largeur du produit	85 mm
Hauteur du produit	60 mm
Longueur du produit	150 mm

Pureté et certification

Catégorie de produit	Aucun dispositif médical DIV
Alloti	non

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.





Conditionnement

Minimum order qty.	1
Type d'emballage intérieur	carton
pièces / boîte	1
pièces / carton	1
pièces / pallet	324
Profondeur du carton	268 mm
Largeur du carton	191 mm
Hauteur du carton	100 mm
Volume du carton	0.0051 cbm
Poids du produit	0.366 kg
Poids du carton	0.47 kg
Code EAN de la boîte	4038917927130
Code EAN du carton d'emballage	4038917927147

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit.
Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des
modifications partielles ou totales au contenu sans aucun
préavis.

