



Spécification de produit
S-Monovette® , VS, 2 ml, bouchon violet, (L x Ø) :
66 x 11 mm, avec étiquette papier

Page 1



Description d'article

| | |
|-----------------------|--|
| Numéro de commande | 05.1079.001 |
| Description d'article | S-Monovette®, sédimentation sanguine, 4NC, préparation : Citrate 4NC, volume nominal : 2 ml, (LxØ) avec cape : 82 x 11 mm, avec étiquette papier, étiquette/impression: violet, bouchon violet, code couleur EU, stérile, 50 pièce(s)/carton |
| Code NACRES | NB.11 |

Caractéristiques du produit

| | |
|------------------------------|---------------------------|
| Type de prélèvement | veineux |
| Type de préparation | Citrate 4NC |
| Concentration de préparation | 0,106 mol/l |
| Code couleur | EU |
| Étiquette/ Impression | avec étiquette papier |
| Couleur impression/étiquette | violet |
| Graduation | graduation maximale |
| Bouchon | bouchon fileté à membrane |
| Type de fermeture | bouchon à vis |
| Domaine d'application | sédimentation sanguine |
| Compatible avec | Sediplus® S 100 |

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.

Date de publication:
2024-04-24

Le présent document a été élaboré par voie électronique et est valable sans signature.



SARSTEDT



Spécification de produit
S-Monovette® , VS, 2 ml, bouchon violet, (L x Ø) :
66 x 11 mm, avec étiquette papier

Page 2

Dimensions

| | |
|-------------------------------|--------|
| Volume nominal | 2 ml |
| Diamètre | 11 mm |
| Longueur avec bouchon | 82 mm |
| Longueur sans bouchon | 66 mm |
| Longueur avec bouchon et tige | 103 mm |

Matériau et coloris

| | |
|-------------------------------|------------------------------------|
| Couleur du produit | transparent |
| Matériel de fermeture | Polyéthylène haute densité (HD-PE) |
| Couleur du bouchon | violet |
| Matériau de la membrane | caoutchouc |
| Matériau de la tubulure | Polypropylène (PP) |
| Matériau du piston | Polyéthylène haute densité (HD-PE) |
| Matériau de la tige du piston | Polystyrène (PS) |

Pureté et certification

| | |
|-------------------------|--------------------------|
| Satisfait les exigences | IATA, ADR |
| Catégorie de produit | In vitro-Diagnostic, CE |
| Certifié CE | CE |
| Label de pureté | stérile |
| Stérilisation | Irradiation électronique |
| Alloti | oui |

Conditionnement

| | |
|--------------------------------|--------|
| Minimum order qty. | 500 |
| Type d'emballage intérieur | carton |
| pièces / boîte | 50 |
| pièces / carton | 500 |
| pièces / pallet | 56000 |
| Profondeur du carton intérieur | 145 mm |
| Largeur du carton intérieur | 108 mm |
| Hauteur du carton intérieur | 63 mm |
| Profondeur du carton | 333 mm |
| Largeur du carton | 303 mm |
| Hauteur du carton | 125 mm |

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit.
Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.

Date de publication:
2024-04-24

Le présent document a été élaboré par voie électronique et est valable sans signature.



SARSTEDT



Spécification de produit
S-Monovette® , VS, 2 ml, bouchon violet, (L x Ø) :
66 x 11 mm, avec étiquette papier

Page 3

| | |
|-----------------------------------|---------------|
| Volume du carton | 0.0126 cbm |
| Poids du produit | 0.0041 kg |
| Poids du carton | 2.58 kg |
| Code EAN de la boîte | 4038917125499 |
| Code EAN du carton d'emballage | 4038917020084 |

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit.
Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des
modifications partielles ou totales au contenu sans aucun
préavis.

Date de publication:
2024-04-24

Le présent document a été élaboré par
voie électronique et est valable sans
signature.



SARSTEDT