



**Spécification de produit**  
**S-Sedivette® , 3,5 ml, bouchon violet, (L x Ø) : 130 x 8 mm, avec étiquette papier**

**Page 1**



### Description d'article

Numéro de commande	06.1690.001
Description d'article	S-Sedivette® , sédimentation sanguine, 4NC, préparation : Solution de citrate de sodium/solution tampon d'acide citrique, volume nominal : 3,5 ml, (LxØ) avec cape : 146 x 8 mm, avec étiquette papier, étiquette/impression: violet, bouchon violet, code couleur EU, stérile, 50 pièce(s)/carton
Code NACRES	NB.11

### Caractéristiques du produit

Type de prélèvement	veineux
Type de préparation	Solution de citrate de sodium/solution tampon d'acide citrique
Concentration de préparation	0,105 mol/l pH 5,5
Code couleur	EU
Étiquette/ Impression	avec étiquette papier
Couleur impression/étiquette	violet
Graduation	non
Bouchon	bouchon fileté à membrane
Type de fermeture	bouchon à vis

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.

La présente spécification est confidentielle et constitue la propriété de Sarstedt. Elle ne doit pas être dupliquée ni rendue accessible à des tiers sans notre consentement écrit préalable.

Date de publication:  
2022-10-01

Le présent document a été élaboré par voie électronique et est valable sans signature.



**SARSTEDT**



**Spécification de produit**  
**S-Sedivette® , 3,5 ml, bouchon violet, (L x Ø) : 130**  
**x 8 mm, avec étiquette papier**

**Page 2**

Domaine d'application : sédimentation sanguine

### Dimensions

Volume nominal : 3.5 ml  
Diamètre : 8 mm  
Longueur avec bouchon : 146 mm  
Longueur sans bouchon : 130 mm  
Longueur avec bouchon et tige : 167 mm

### Matériau et coloris

Couleur du produit : transparent  
Matériel de fermeture : Polyéthylène haute densité (HD-PE)  
Couleur du bouchon : violet  
Matériau de la membrane : caoutchouc  
Matériau de la tubulure : Polypropylène (PP)  
Matériau du piston : Polyéthylène haute densité (HD-PE)  
Matériau de la tige du piston : Polystyrène (PS)

### Pureté et certification

Satisfait les exigences : IATA, ADR  
Catégorie de produit : Diagnostic in-vitro, CE  
Certifié CE : CE  
Label de pureté : stérile  
Stérilisation : Irradiation électronique  
Alloti : oui

### Conditionnement

Minimum order qty. : 500  
Type d'emballage intérieur : carton  
pièces / boîte : 50  
pièces / carton : 500  
pièces / pallet : 36000  
Profondeur du carton intérieur : 143 mm  
Largeur du carton intérieur : 171 mm  
Hauteur du carton intérieur : 63 mm  
Profondeur du carton : 333 mm

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.

La présente spécification est confidentielle et constitue la propriété de Sarstedt. Elle ne doit pas être dupliquée ni rendue accessible à des tiers sans notre consentement écrit préalable.

Date de publication:  
2022-10-01

Le présent document a été élaboré par voie électronique et est valable sans signature.



**SARSTEDT**



**Spécification de produit**  
**S-Sedivette® , 3,5 ml, bouchon violet, (L x Ø) : 130**  
**x 8 mm, avec étiquette papier**

**Page 3**

Largeur du carton	303 mm
Hauteur du carton	190 mm
Volume du carton	0.0192 cbm
Poids du produit	0.0052 kg
Poids du carton	3.29 kg
Code EAN de la boîte	4038917133111
Code EAN du carton d'emballage	4038917024709

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.

La présente spécification est confidentielle et constitue la propriété de Sarstedt. Elle ne doit pas être dupliquée ni rendue accessible à des tiers sans notre consentement écrit préalable.

Date de publication:  
2022-10-01

Le présent document a été élaboré par  
voie électronique et est valable sans  
signature.



**SARSTEDT**