




Spécification de produit
S-Sedivette® , 3,5 ml, bouchon noir, (L x Ø) : 130 x 8 mm, avec étiquette papier

Page 1



Description d'article

Numéro de commande	06.1690.100
Description d'article	S-Sedivette® , sédimentation sanguine, 4NC, préparation : Solution de citrate de sodium/solution tampon d'acide citrique, volume nominal : 3,5 ml, (LxØ) avec cape : 146 x 8 mm, avec étiquette papier, étiquette/impression: noir, bouchon noir, code couleur ISO, stérile, 50 pièce(s)/carton
Code NACRES	NB.11

Caractéristiques du produit

Type de prélèvement	veineux
Type de préparation	Solution de citrate de sodium/solution tampon d'acide citrique
Concentration de préparation	0,105 mol/l pH 5,5
Code couleur	ISO
Étiquette/ Impression	avec étiquette papier
Couleur impression/étiquette	noir
Graduation	non
Bouchon	bouchon fileté à membrane
Type de fermeture	bouchon à vis

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.

La présente spécification est confidentielle et constitue la propriété de Sarstedt. Elle ne doit pas être dupliquée ni rendue accessible à des tiers sans notre consentement écrit préalable.

Date de publication:
2022-11-30

Le présent document a été élaboré par voie électronique et est valable sans signature.



SARSTEDT



Spécification de produit
S-Sedivette® , 3,5 ml, bouchon noir, (L x Ø) : 130 x 8 mm, avec étiquette papier

Page 2

Domaine d'application : sédimentation sanguine

Dimensions

Volume nominal : 3.5 ml
Diamètre : 8 mm
Longueur avec bouchon : 146 mm
Longueur sans bouchon : 130 mm
Longueur avec bouchon et tige : 167 mm

Matériau et coloris

Couleur du produit : transparent
Matériel de fermeture : Polyéthylène haute densité (HD-PE)
Couleur du bouchon : noir
Matériau de la membrane : caoutchouc
Matériau de la tubulure : Polypropylène (PP)
Matériau du piston : Polyéthylène haute densité (HD-PE)
Matériau de la tige du piston : Polystyrène (PS)

Pureté et certification

Satisfait les exigences : IATA, ADR
Catégorie de produit : Diagnostic in-vitro, CE
Certifié CE : CE
Label de pureté : stérile
Stérilisation : Irradiation électronique
Alloti : oui

Conditionnement

Minimum order qty. : 500
Type d'emballage intérieur : carton
pièces / boîte : 50
pièces / carton : 500
pièces / pallet : 36000
Profondeur du carton intérieur : 143 mm
Largeur du carton intérieur : 171 mm
Hauteur du carton intérieur : 63 mm
Profondeur du carton : 333 mm

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.

La présente spécification est confidentielle et constitue la propriété de Sarstedt. Elle ne doit pas être dupliquée ni rendue accessible à des tiers sans notre consentement écrit préalable.

Date de publication:
2022-11-30

Le présent document a été élaboré par voie électronique et est valable sans signature.



SARSTEDT



Spécification de produit
S-Sedivette® , 3,5 ml, bouchon noir, (L x Ø) : 130 x 8 mm, avec étiquette papier

Page 3

Largeur du carton	303 mm
Hauteur du carton	190 mm
Volume du carton	0.0192 cbm
Poids du produit	0.0052 kg
Poids du carton	3.29 kg
Code EAN de la boîte	4038917133128
Code EAN du carton d'emballage	4038917024716

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.

La présente spécification est confidentielle et constitue la propriété de Sarstedt. Elle ne doit pas être dupliquée ni rendue accessible à des tiers sans notre consentement écrit préalable.

Date de publication:
2022-11-30

Le présent document a été élaboré par voie électronique et est valable sans signature.



SARSTEDT