



## Description d'article

Numéro de commande	06.1690.100
Description d'article	S-Sedivette® , sédimentation sanguine, 4NC, préparation : Solution de citrate de sodium/solution tampon d'acide citrique, volume nominal : 3,5 ml, (LxØ) avec cape : 146 x 8 mm, avec étiquette papier, étiquette/impression: noir, bouchon noir, code couleur ISO, stérile, 50 pièce(s)/carton
Code NACRES	NB.11

## Caractéristiques du produit

Type de prélèvement	veineux
Type de préparation	Solution de citrate de sodium/solution tampon d'acide citrique
Concentration de préparation	0,105 mol/l pH 5,5
Code couleur	ISO
Étiquette/ Impression	avec étiquette papier
Couleur impression/étiquette	noir
Graduation	non
Bouchon	bouchon fileté à membrane
Type de fermeture	bouchon à vis

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.





**Spécification de produit**  
**S-Sedivette® , 3,5 ml, bouchon noir, (L x Ø) : 130 x 8 mm, avec étiquette papier**

**Page 2**

Domaine d'application : sédimentation sanguine

### **Dimensions**

Volume nominal : 3.5 ml  
Diamètre : 8 mm  
Longueur avec bouchon : 146 mm  
Longueur sans bouchon : 130 mm  
Longueur avec bouchon et tige : 167 mm

### **Matériau et coloris**

Couleur du produit : transparent  
Matériel de fermeture : Polyéthylène haute densité (HD-PE)  
Couleur du bouchon : noir  
Matériau de la membrane : caoutchouc  
Matériau de la tubulure : Polypropylène (PP)  
Matériau du piston : Polyéthylène haute densité (HD-PE)  
Matériau de la tige du piston : Polystyrène (PS)

### **Pureté et certification**

Satisfait les exigences : IATA, ADR  
Catégorie de produit : In vitro-Diagnostic, CE  
Certifié CE : CE  
Label de pureté : stérile  
Stérilisation : Irradiation électronique  
Alloti : oui

### **Conditionnement**

Minimum order qty. : 500  
Type d'emballage intérieur : carton  
pièces / boîte : 50  
pièces / carton : 500  
pièces / pallet : 36000  
Profondeur du carton intérieur : 143 mm  
Largeur du carton intérieur : 171 mm  
Hauteur du carton intérieur : 63 mm  
Profondeur du carton : 333 mm

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.

Date de publication:  
2024-04-20

Le présent document a été élaboré par voie électronique et est valable sans signature.



**SARSTEDT**



**Spécification de produit**  
**S-Sedivette® , 3,5 ml, bouchon noir, (L x Ø) : 130 x 8 mm, avec étiquette papier**

**Page 3**

Largeur du carton	303 mm
Hauteur du carton	190 mm
Volume du carton	0.0192 cbm
Poids du produit	0.0052 kg
Poids du carton	3.29 kg
Code EAN de la boîte	4038917133128
Code EAN du carton d'emballage	4038917024716

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.

Date de publication:  
2024-04-20

Le présent document a été élaboré par voie électronique et est valable sans signature.



**SARSTEDT**