



### Description d'article

Numéro de commande	86.1996.062
Description d'article	Pipette VS, avec graduation imprimée et douille de piston montée, avec aplat
Code NACRES	NB.04

### Caractéristiques du produit

Étiquette/ Impression	avec aplat
-----------------------	------------

### Pureté et certification

Catégorie de produit	In vitro-Diagnostic, CE
Certifié CE	CE
Alloti	oui

### Conditionnement

Minimum order qty.	1000
Type d'emballage intérieur	carton
pièces / boîte	100
pièces / carton	1000
pièces / pallet	42000
Profondeur du carton intérieur	233 mm

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.





Largeur du carton intérieur	164 mm
Hauteur du carton intérieur	76 mm
Profondeur du carton	388 mm
Largeur du carton	338 mm
Hauteur du carton	250 mm
Volume du carton	0.0328 cbm
Poids du produit	0.0076 kg
Poids du carton	8.61 kg
Code EAN de la boîte	4038917135047
Code EAN du carton d'emballage	4038917025966

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit.  
Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des  
modifications partielles ou totales au contenu sans aucun  
préavis.

