



## Description d'article

Numéro de commande	86.1996
Description d'article	Pipette VS, avec douille de piston montée
Code NACRES	NB.04

## Pureté et certification

Catégorie de produit	In vitro-Diagnostic, CE
Certifié CE	CE
Alloti	oui

## Conditionnement

Minimum order qty.	1000
Type d'emballage intérieur	carton
pièces / boîte	100
pièces / carton	1000
pièces / pallet	42000
Profondeur du carton intérieur	233 mm
Largeur du carton intérieur	164 mm
Hauteur du carton intérieur	76 mm
Profondeur du carton	388 mm
Largeur du carton	338 mm

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.

La présente spécification est confidentielle et constitue la propriété de Sarstedt. Elle ne doit pas être dupliquée ni rendue accessible à des tiers sans notre consentement écrit préalable.





**Spécification de produit**  
**Pipette VS**

**Page 2**

Hauteur du carton	250 mm
Volume du carton	0.0328 cbm
Poids du produit	0.0076 kg
Poids du carton	8.61 kg
Code EAN de la boîte	4038917088138
Code EAN du carton d'emballage	4038917006231

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.

La présente spécification est confidentielle et constitue la propriété de Sarstedt. Elle ne doit pas être dupliquée ni rendue accessible à des tiers sans notre consentement écrit préalable.

Date de publication:  
2024-03-29

Le présent document a été élaboré par  
voie électronique et est valable sans  
signature.



**SARSTEDT**