



Description d'article

Numéro de commande	90.1060.062
Description d'article	Portoir de VS, compatible avec S-Monovette®, sans panneau arrière fixe
Code NACRES	NB.12

Caractéristiques du produit

Version	sans panneau arrière fixe
Compatible avec	S-Monovette®

Pureté et certification

Catégorie de produit	In vitro-Diagnostic, CE
Certifié CE	CE
Alloti	oui

Conditionnement

Minimum order qty.	1
pièces / boîte	1
pièces / carton	20
pièces / pallet	1560
Profondeur du carton	428 mm

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.





Largeur du carton	323 mm
Hauteur du carton	130 mm
Volume du carton	0.018 cbm
Poids du produit	1.167 kg
Poids du carton	23.8 kg
Code EAN de la boîte	4038917124935
Code EAN du carton d'emballage	4038917019545

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit.
Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des
modifications partielles ou totales au contenu sans aucun
préavis.

