



Description d'article

| | |
|-----------------------|--|
| Numéro de commande | 90.1060 |
| Description d'article | Portoir de VS, compatible avec S-Monovette®, avec arrière fixe |
| Code NACRES | NB.12 |

Caractéristiques du produit

| | |
|-----------------|-------------------|
| Version | avec arrière fixe |
| Compatible avec | S-Monovette® |

Pureté et certification

| | |
|----------------------|-------------------------|
| Catégorie de produit | In vitro-Diagnostic, CE |
| Certifié CE | CE |
| Alloti | oui |

Conditionnement

| | |
|----------------------|--------|
| Minimum order qty. | 1 |
| pièces / boîte | 1 |
| pièces / carton | 8 |
| pièces / pallet | 160 |
| Profondeur du carton | 263 mm |

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.



| | |
|-----------------------------------|---------------|
| Largeur du carton | 98 mm |
| Hauteur du carton | 335 mm |
| Volume du carton | 0.0086 cbm |
| Poids du produit | 0.5005 kg |
| Poids du carton | 7.1 kg |
| Code EAN de la boîte | 4038917085205 |
| Code EAN du carton d'emballage | 4038917003896 |

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit.
Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des
modifications partielles ou totales au contenu sans aucun
préavis.

