



Description d'article

| | |
|-----------------------|--|
| Numéro de commande | 90.1060 |
| Description d'article | Portoir de VS, compatible avec S-Monovette®, avec arrière fixe |
| Code NACRES | NB.12 |

Caractéristiques du produit

| | |
|-----------------|-------------------|
| Version | avec arrière fixe |
| Compatible avec | S-Monovette® |

Pureté et certification

| | |
|----------------------|-------------------------|
| Catégorie de produit | Diagnostic in-vitro, CE |
| Certifié CE | CE |
| Alloti | oui |

Conditionnement

| | |
|----------------------|--------|
| Minimum order qty. | 1 |
| pièces / boîte | 1 |
| pièces / carton | 8 |
| pièces / pallet | 160 |
| Profondeur du carton | 263 mm |

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.

La présente spécification est confidentielle et constitue la propriété de Sarstedt. Elle ne doit pas être dupliquée ni rendue accessible à des tiers sans notre consentement écrit préalable.



| | |
|-----------------------------------|---------------|
| Largeur du carton | 98 mm |
| Hauteur du carton | 335 mm |
| Volume du carton | 0.0086 cbm |
| Poids du produit | 0.5005 kg |
| Poids du carton | 7.1 kg |
| Code EAN de la boîte | 4038917085205 |
| Code EAN du carton d'emballage | 4038917003896 |

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.

La présente spécification est confidentielle et constitue la propriété de Sarstedt. Elle ne doit pas être dupliquée ni rendue accessible à des tiers sans notre consentement écrit préalable.

