



**Spécification de produit**  
**Tube pour recueil de selles, avec cuillère,**  
**bouchon pression, (L x Ø) : 75 x 23,5 mm,**  
**transparent**

**Page 1**



### Description d'article

Numéro de commande	80.620
Description d'article	Tube pour recueil de selles, avec cuillère, transparent, bouchon pression, bouchon : marron, (L x Ø) sans bouchon : 75 x 23,5 mm, 50 pièce(s)/sachet
Code NACRES	NB.17

### Caractéristiques du produit

Type de fermeture	bouchon pression
Version	cuillère

### Dimensions

Diamètre	23.5 mm
Longueur du produit	87 mm
Longueur sans bouchon	75 mm

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.

Date de publication:  
2024-05-03

Le présent document a été élaboré par voie électronique et est valable sans signature.



**SARSTEDT**



**Spécification de produit**  
**Tube pour recueil de selles, avec cuillère,  
bouchon pression, (L x Ø) : 75 x 23,5 mm,  
transparent**

**Page 2**

**Matériau et coloris**

Couleur du produit	transparent
Matériel de fermeture	Polyéthylène basse densité (LD-PE)
Couleur du bouchon	marron
Matériau de la tubulure	Polystyrène (PS)

**Pureté et certification**

Catégorie de produit	In vitro-Diagnostic, CE
Certifié CE	CE
Alloti	oui

**Conditionnement**

Minimum order qty.	500
Type d'emballage intérieur	sachet
pièces / boîte	50
pièces / carton	500
pièces / pallet	18000
Profondeur du carton	398 mm
Largeur du carton	398 mm
Hauteur du carton	300 mm
Volume du carton	0.0475 cbm
Poids du produit	0.0091 kg
Poids du carton	5.29 kg
Code EAN de la boîte	4038917082952
Code EAN du carton d'emballage	4038917001939

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit.  
Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des  
modifications partielles ou totales au contenu sans aucun  
préavis.

Date de publication:  
2024-05-03

Le présent document a été élaboré par  
voie électronique et est valable sans  
signature.



**SARSTEDT**