



Spécification de produit
Tube pour recueil de selles, avec cuillère,
bouchon pression, (L x Ø) : 75 x 23,5 mm,
transparent, stérile

Page 1



Description d'article

Numéro de commande	80.621
Description d'article	Tube pour recueil de selles, avec cuillère, transparent, bouchon pression, bouchon : marron, (L x Ø) sans bouchon : 75 x 23,5 mm, stérile, 50 pièce(s)/sachet
Code NACRES	NB.17

Caractéristiques du produit

Type de fermeture	bouchon pression
Version	cuillère

Dimensions

Diamètre	23.5 mm
Longueur du produit	87 mm
Longueur sans bouchon	75 mm

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.

Date de publication:
2024-05-07

Le présent document a été élaboré par voie électronique et est valable sans signature.



SARSTEDT



Spécification de produit
Tube pour recueil de selles, avec cuillère,
bouchon pression, (L x Ø) : 75 x 23,5 mm,
transparent, stérile

Page 2

Matériau et coloris

Couleur du produit	transparent
Matériel de fermeture	Polyéthylène basse densité (LD-PE)
Couleur du bouchon	marron
Matériau de la tubulure	Polystyrène (PS)

Pureté et certification

Catégorie de produit	In vitro-Diagnostic, CE
Certifié CE	CE
Label de pureté	stérile
Stérilisation	Irradiation électronique
Alloti	oui

Conditionnement

Minimum order qty.	250
Type d'emballage intérieur	sachet
pièces / boîte	50
pièces / carton	250
pièces / pallet	13000
Profondeur du carton	548 mm
Largeur du carton	368 mm
Hauteur du carton	130 mm
Volume du carton	0.0262 cbm
Poids du produit	0.0091 kg
Poids du carton	2.73 kg
Code EAN de la boîte	4038917082969
Code EAN du carton d'emballage	4038917001946

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit.
Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des
modifications partielles ou totales au contenu sans aucun
préavis.

Date de publication:
2024-05-07

Le présent document a été élaboré par
voie électronique et est valable sans
signature.



SARSTEDT