

Spécification de produit

Tube pour recueil de selles, avec cuillère, bouchon à vis, (L x Ø) : 101 x 16,5 mm, transparent, stérile

Page 1



Description d'article

Numéro de commande 80.624

Description d'article Tube pour recueil de selles, avec cuillère, transparent,

bouchon à vis, bouchon : marron, (L x Ø) sans bouchon :

101 x 16,5 mm, stérile

Caractéristiques du produit

Type de fermeture bouchon à vis

Opacité aux U.V. non Version cuillère

Dimensions

Diamètre 16.5 mm Longueur du produit 102 mm Longueur sans bouchon 101 mm

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.





Spécification de produit

Tube pour recueil de selles, avec cuillère, bouchon à vis, (L x Ø) : 101 x 16,5 mm, transparent, stérile

Page 2

Matériau et coloris

Couleur du produit transparent

Matériel de fermeture Polyéthylène haute densité (HD-PE)

Couleur du bouchon marron

Matériau de la tubulure Polypropylène (PP)

Pureté et certification

Catégorie de produit In vitro-Diagnostic, CE

Certifié CE CE
Label de pureté stérile
Alloti oui

Conditionnement

Minimum order qty. 250 pièces / boite 50 250 pièces / carton pièces / pallet 10500 Profondeur du carton 388 mm Largeur du carton 378 mm Hauteur du carton 250 mm Volume du carton 0.0367 cbm Poids du produit 0.0169 kg Poids du carton 4.69 kg

 Code EAN de la boite
 4038917082990

 Code EAN du carton
 4038917001977

d'emballage

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.

