



Spécification de produit
Tube pour recueil de selles, bouchon à vis, (L x Ø) : 76 x 20 mm, transparent

Page 1



Description d'article

Numéro de commande	80.734.301
Description d'article	Tube pour recueil de selles, transparent, bouchon à vis, bouchon : marron, (L x Ø) sans bouchon : 76 x 20 mm, avec étiquette papier, 100 pièce(s)/sachet
Code NACRES	NB.17

Caractéristiques du produit

Étiquette/ Impression	avec étiquette papier
Couleur impression/étiquette	noir
Type de fermeture	bouchon à vis

Dimensions

Diamètre	20 mm
Longueur du produit	77 mm
Longueur sans bouchon	76 mm

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.

Date de publication:
2024-05-04

Le présent document a été élaboré par voie électronique et est valable sans signature.



SARSTEDT



Spécification de produit
Tube pour recueil de selles, bouchon à vis, (L x Ø) : 76 x 20 mm, transparent

Page 2

Matériau et coloris

Couleur du produit	transparent
Matériel de fermeture	Polyéthylène haute densité (HD-PE)
Couleur du bouchon	marron
Matériau de la tubulure	Polypropylène (PP)

Pureté et certification

Catégorie de produit	In vitro-Diagnostic, CE
Certifié CE	CE
Alloti	oui

Conditionnement

Minimum order qty.	500
Type d'emballage intérieur	sachet
pièces / boîte	100
pièces / carton	500
pièces / pallet	21000
Profondeur du carton	388 mm
Largeur du carton	378 mm
Hauteur du carton	235 mm
Volume du carton	0.0345 cbm
Poids du produit	0.0071 kg
Poids du carton	4.14 kg
Code EAN de la boîte	4038917119955
Code EAN du carton d'emballage	4038917016957

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.

Date de publication:
2024-05-04

Le présent document a été élaboré par voie électronique et est valable sans signature.



SARSTEDT