



**Spécification de produit**  
**Tube pour recueil de selles, avec lame, bouchon à vis, (L x Ø) : 54 x 28 mm, blanc**

**Page 1**



### Description d'article

Numéro de commande	80.9924.014
Description d'article	Tube pour recueil de selles, avec lame, blanc, bouchon à vis, bouchon : marron, (L x Ø) sans bouchon : 54 x 28 mm, avec étiquette papier, 50 pièce(s)/sachet
Code NACRES	NB.17

### Caractéristiques du produit

Étiquette/ Impression	avec étiquette papier
Couleur impression/étiquette	noir
Type de fermeture	bouchon à vis
Version	lame

### Dimensions

Diamètre	28 mm
Longueur du produit	55 mm
Longueur sans bouchon	54 mm

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.

Date de publication:  
2024-05-06

Le présent document a été élaboré par voie électronique et est valable sans signature.



**SARSTEDT**



**Spécification de produit**  
**Tube pour recueil de selles, avec lame, bouchon à vis, (L x Ø) : 54 x 28 mm, blanc**

**Page 2**

**Matériau et coloris**

Couleur du produit	blanc
Matériel de fermeture	Polyéthylène haute densité (HD-PE)
Couleur du bouchon	marron
Matériau de la tubulure	Polypropylène (PP)

**Pureté et certification**

Catégorie de produit	In vitro-Diagnostic, CE
Certifié CE	CE
Alloti	oui

**Conditionnement**

Minimum order qty.	500
Type d'emballage intérieur	sachet
pièces / boîte	50
pièces / carton	500
pièces / pallet	14000
Profondeur du carton	458 mm
Largeur du carton	373 mm
Hauteur du carton	238 mm
Volume du carton	0.0407 cbm
Poids du produit	0.0084 kg
Poids du carton	4.9 kg
Code EAN de la boîte	4038917154772
Code EAN du carton d'emballage	4038917039598

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.

Date de publication:  
2024-05-06

Le présent document a été élaboré par voie électronique et est valable sans signature.



**SARSTEDT**