



**Spécification de produit**  
**Bouteille de recueil d'urine, 3 l, dispositif de transfert intégré, marron, avec protection solaire, gradué(e)**

**Page 1**



### Description d'article

Numéro de commande	77.575.400
Description d'article	Bouteille de recueil d'urine, 3 l, dispositif de transfert intégré, marron, avec protection solaire, gradué(e), matériau : PE, avec étiquette plastique, allemand, 30 pièce(s)/carton

### Caractéristiques du produit

Étiquette/ Impression	avec étiquette plastique
Graduation	oui
Type de système de fermeture	bouchon à vis
Opacité aux U.V.	oui
Version	dispositif de transfert intégré
Domaine d'application	Prélèvement d'urine
Volume de travail	700 ml
Fenêtre de visualisation	oui

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.

La présente spécification est confidentielle et constitue la propriété de Sarstedt. Elle ne doit pas être dupliquée ni rendue accessible à des tiers sans notre consentement écrit préalable.

Date de publication:  
2021-12-05

Le présent document a été élaboré par voie électronique et est valable sans signature.



**SARSTEDT**



**Spécification de produit**  
**Bouteille de recueil d'urine, 3 l, dispositif de transfert intégré, marron, avec protection solaire, gradué(e)**

**Page 2**

### Dimensions

Volume nominal	3.000,00 ml
Volume max.	3 l
Diamètre de l'ouverture	83,5 mm
Largeur du produit	130 mm
Longueur du produit	125 mm
Longueur avec bouchon	246 mm
Longueur sans bouchon	243 mm

### Matériau et coloris

Matériau du produit	Polyéthylène (PE)
Couleur du produit	marron
Matériau du bouchon	Polypropylène (PP)
Couleur du bouchon	jaune

### Pureté et certification

Catégorie de produit	Produit de diagnostic in vitro
Certifié CE	CE
Fiche de données de sécurité	non
Alloti	oui

### Conditionnement

Minimum order qty.	30
Type d'emballage intérieur	carton
pièces / boîte	30
pièces / carton	30
pièces / pallet	270
Profondeur du carton	643 mm
Largeur du carton	403 mm
Hauteur du carton	515 mm
Volume du carton	0,1335 cbm
Poids du produit	0,1433 kg
Poids du carton	5,1 kg
Code EAN de la boîte	4038917241748
Code EAN du carton d'emballage	4038917241731

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.

La présente spécification est confidentielle et constitue la propriété de Sarstedt. Elle ne doit pas être dupliquée ni rendue accessible à des tiers sans notre consentement écrit préalable.

Date de publication:  
2021-12-05

Le présent document a été élaboré par voie électronique et est valable sans signature.



**SARSTEDT**