



Description d'article

Numéro de commande	77.575.900
Description d'article	Flacon de recueil d'urine NFT, Prélèvement d'urine avec fonction de recueil hygiénique fermée et sans aiguille pour les Monovettes Urine, volume de travail max. : 3 l, Ø orifice : 83,5 mm, marron, avec protection solaire, gradué(e), matériau : PE, avec étiquette papier, allemand/anglais, bouchon : blanc, avec dispositif de transfert intégré sans aiguille, assemblé, 30 pièce(s)/carton

Caractéristiques du produit

Étiquette/ Impression	avec étiquette papier
Couleur impression/étiquette	blanc/noir
Graduation	oui
Bouchon	bouchon à membrane
Type de fermeture	bouchon à vis
Opacité aux U.V.	oui
Version	avec dispositif de transfert intégré sans aiguille

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.





Spécification de produit
Flacon de recueil d'urine NFT, 3 l, avec dispositif de transfert intégré sans aiguille, marron, avec protection solaire, gradué(e)

Page 2

Domaine d'application	Prélèvement d'urine avec fonction de recueil hygiénique fermée et sans aiguille pour les Monovettes Urine
Exemple d'utilisation	transfert fermé de l'urine dans une Monovette® Urine
Volume de travail	3.000 ml
Fenêtre de visualisation	oui
Raccord	Luer (m)

Dimensions

Volume nominal	3.000.00 ml
Volume max.	3 l
Diamètre de l'ouverture	83,5 mm
Largeur du produit	130 mm
Longueur du produit	125 mm
Longueur avec bouchon	246 mm
Longueur sans bouchon	243 mm

Matériau et coloris

Matériau du produit	Polyéthylène (PE)
Couleur du produit	marron
Matériel de fermeture	Polypropylène (PP)
Couleur du bouchon	blanc

Pureté et certification

Catégorie de produit	In vitro-Diagnostic, CE
Certifié CE	CE
Fiche de données de sécurité	non
Alloti	oui

Conditionnement

Minimum order qty.	30
Type d'emballage intérieur	carton
pièces / boîte	30
pièces / carton	30
pièces / pallet	270
Profondeur du carton	643 mm
Largeur du carton	403 mm

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.

Date de publication:
2024-05-03

Le présent document a été élaboré par voie électronique et est valable sans signature.



SARSTEDT



Spécification de produit
**Flacon de recueil d'urine NFT, 3 l, avec dispositif
de transfert intégré sans aiguille, marron, avec
protection solaire, gradué(e)**

Page 3

Hauteur du carton	515 mm
Volume du carton	0.1335 cbm
Poids du produit	0.1433 kg
Poids du carton	5.1 kg
Code EAN de la boîte	4038917947718
Code EAN du carton d'emballage	4038917947725

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit.
Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des
modifications partielles ou totales au contenu sans aucun
préavis.

Date de publication:
2024-05-03

Le présent document a été élaboré par
voie électronique et est valable sans
signature.



SARSTEDT