



## Spécification de produit

**Flacon de recueil d'urine, 3 l, avec bande de contrôle du volume et étiquette jointe avec instructions d'utilisation, marron, avec protection solaire, gradué(e)**

Page 1



### Description d'article

Numéro de commande	77.575
Description d'article	Flacon de recueil d'urine, Prélèvement d'urine, volume de travail max. : 3 l, Ø orifice : 83,5 mm, marron, avec protection solaire, gradué(e), matériau : PE, avec étiquette papier, allemand, bouchon : jaune, avec bande de contrôle du volume et étiquette jointe avec instructions d'utilisation, 30 pièce(s)/carton
Code NACRES	NB.17

### Caractéristiques du produit

Étiquette/ Impression	avec étiquette papier
Graduation	oui
Type de fermeture	bouchon à vis
Opacité aux U.V.	oui
Version	avec bande de contrôle du volume et étiquette jointe avec instructions d'utilisation
Domaine d'application	Prélèvement d'urine

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.

La présente spécification est confidentielle et constitue la propriété de Sarstedt. Elle ne doit pas être dupliquée ni rendue accessible à des tiers sans notre consentement écrit préalable.

Date de publication:  
2024-03-29

Le présent document a été élaboré par voie électronique et est valable sans signature.



**SARSTEDT**



## Spécification de produit

**Flacon de recueil d'urine, 3 l, avec bande de contrôle du volume et étiquette jointe avec instructions d'utilisation, marron, avec protection solaire, gradué(e)**

Page 2

Fenêtre de visualisation oui

### Dimensions

Volume nominal	3.000.00 ml
Volume max.	3 l
Diamètre de l'ouverture	83,5 mm
Largeur du produit	130 mm
Longueur du produit	125 mm
Longueur avec bouchon	246 mm
Longueur sans bouchon	243 mm

### Matériau et coloris

Matériau du produit	Polyéthylène (PE)
Couleur du produit	marron
Matériel de fermeture	Polypropylène (PP)
Couleur du bouchon	jaune

### Pureté et certification

Catégorie de produit	In vitro-Diagnostic, CE
Certifié CE	CE
Fiche de données de sécurité	non
Alloti	oui

### Conditionnement

Minimum order qty.	30
Type d'emballage intérieur	carton
pièces / boîte	30
pièces / carton	30
pièces / pallet	270
Profondeur du carton	643 mm
Largeur du carton	403 mm
Hauteur du carton	515 mm
Volume du carton	0.1335 cbm
Poids du produit	0.1136 kg
Poids du carton	4.21 kg
Code EAN de la boîte	4038917082600

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.

La présente spécification est confidentielle et constitue la propriété de Sarstedt. Elle ne doit pas être dupliquée ni rendue accessible à des tiers sans notre consentement écrit préalable.

Date de publication:  
2024-03-29

Le présent document a été élaboré par voie électronique et est valable sans signature.



**SARSTEDT**



**Spécification de produit**  
**Flacon de recueil d'urine, 3 l, avec bande de**  
**contrôle du volume et étiquette jointe avec**  
**instructions d'utilisation, marron, avec protection**  
**solaire, gradué(e)**

**Page 3**

Code EAN du carton  
d'emballage

4038917029438

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.

La présente spécification est confidentielle et constitue la propriété de Sarstedt. Elle ne doit pas être dupliquée ni rendue accessible à des tiers sans notre consentement écrit préalable.

Date de publication:  
2024-03-29

Le présent document a été élaboré par  
voie électronique et est valable sans  
signature.



**SARSTEDT**