



Description d'article

Numéro de commande	77.580
Description d'article	Flacon de recueil d'urine, Prélèvement d'urine, volume de travail max. : 2 l, Ø orifice : 70 mm, marron, avec protection solaire, gradué(e), matériau : PE, avec étiquette papier, allemand/anglais, bouchon : jaune, Étiquette non collée fournie, 30 pièce(s)/carton
Code NACRES	NB.17

Caractéristiques du produit

Étiquette/ Impression	avec étiquette papier
Couleur impression/étiquette	jaune/noir
Graduation	oui
Type de fermeture	bouchon à vis
Opacité aux U.V.	oui
Domaine d'application	Prélèvement d'urine
Fenêtre de visualisation	non

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.





Dimensions

Volume nominal	2.000.00 ml
Volume max.	2 l
Diamètre de l'ouverture	70 mm
Largeur du produit	106 mm
Hauteur du produit	240 mm
Longueur du produit	106 mm
Longueur avec bouchon	238 mm
Longueur sans bouchon	235 mm

Matériau et coloris

Matériau du produit	Polyéthylène (PE)
Couleur du produit	marron
Matériel de fermeture	Polypropylène (PP)
Couleur du bouchon	jaune

Pureté et certification

Catégorie de produit	In vitro-Diagnostic, CE
Certifié CE	CE
Fiche de données de sécurité	non
Alloti	oui

Conditionnement

Minimum order qty.	30
Type d'emballage intérieur	carton
pièces / boîte	30
pièces / carton	30
pièces / pallet	360
Profondeur du carton	563 mm
Largeur du carton	343 mm
Hauteur du carton	500 mm
Volume du carton	0.0966 cbm
Poids du produit	0.0956 kg
Poids du carton	3.5 kg
Code EAN de la boîte	4038917082655
Code EAN du carton d'emballage	4038917001700

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.

