




Spécification de produit

Étiquette autocollante, (L x l) : 150 x 55 mm, papier, pour flacon à urine de 2 et 3 l, allemand



Description d'article

Numéro de commande 84.1402
Description d'article Étiquette autocollante, (L x l) : 150 x 55 mm, papier, pour flacon à urine de 2 et 3 l, allemand, 30 pièce(s)/sachet minigrp

Caractéristiques du produit

Couleur impression/étiquette noir
Domaine d'application Prélèvement d'urine
Compatible avec flacon à urine de 2 et 3 l

Dimensions

Largeur du produit 55 mm
Longueur du produit 150 mm

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.

La présente spécification est confidentielle et constitue la propriété de Sarstedt. Elle ne doit pas être dupliquée ni rendue accessible à des tiers sans notre consentement écrit préalable.





Matériau et coloris

Matériau du produit papier
Couleur du produit blanc

Pureté et certification

Catégorie de produit Aucun dispositif médical | DIV
Alloti non

Conditionnement

Minimum order qty. 300
Type d'emballage intérieur sachet minigrip
pièces / boîte 300
pièces / carton 1800
pièces / pallet 583200
Profondeur du carton 268 mm
Largeur du carton 191 mm
Hauteur du carton 100 mm
Volume du carton 0.0051 cbm
Poids du produit 0.0011 kg
Poids du carton 2.28 kg
Code EAN de la boîte 4038917086523
Code EAN du carton d'emballage 4038917078825

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.

La présente spécification est confidentielle et constitue la propriété de Sarstedt. Elle ne doit pas être dupliquée ni rendue accessible à des tiers sans notre consentement écrit préalable.

