



**Spécification de produit**  
**Bechers à usage médical, 30 ml, (L x Ø) : 40 x 37**  
**mm, gradué(e), PP, transparent**

**Page 1**



**Description d'article**

|                       |                                                                                                                                                             |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numéro de commande    | 75.1337.500                                                                                                                                                 |
| Description d'article | Bechers à usage médical, volume de travail max. : 30 ml, (L x Ø) : 40 x 37 mm, Ø orifice : 37 mm, transparent, gradué(e), matériau : PP, 75 pièce(s)/sachet |
| Code NACRES           | NB.17                                                                                                                                                       |

**Caractéristiques du produit**

|                   |       |
|-------------------|-------|
| Graduation        | oui   |
| Volume de travail | 30 ml |

**Dimensions**

|                         |       |
|-------------------------|-------|
| Volume nominal          | 30 ml |
| Diamètre                | 37 mm |
| Diamètre de l'ouverture | 37 mm |
| Hauteur du produit      | 40 mm |
| Longueur du produit     | 40 mm |
| Longueur sans bouchon   | 40 mm |

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit.  
Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des  
modifications partielles ou totales au contenu sans aucun  
préavis.





**Spécification de produit**  
**Bechers à usage médical, 30 ml, (L x Ø) : 40 x 37**  
**mm, gradué(e), PP, transparent**

**Page 2**

**Matériau et coloris**

|                     |                    |
|---------------------|--------------------|
| Matériau du produit | Polypropylène (PP) |
| Couleur du produit  | transparent        |

**Pureté et certification**

|                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| Catégorie de produit | Produit médical |
| Certifié CE          | Fournisseur CE  |
| Alloti               | oui             |

**Conditionnement**

|                                |               |
|--------------------------------|---------------|
| Minimum order qty.             | 3750          |
| Type d'emballage intérieur     | sachet        |
| pièces / boîte                 | 3750          |
| pièces / carton                | 3750          |
| pièces / pallet                | 180000        |
| Profondeur du carton           | 190 mm        |
| Largeur du carton              | 390 mm        |
| Hauteur du carton              | 390 mm        |
| Volume du carton               | 0.0289 cbm    |
| Poids du produit               | 0.0015 kg     |
| Poids du carton                | 6 kg          |
| Code EAN de la boîte           | 4038917127721 |
| Code EAN du carton d'emballage | 4042836001994 |

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit.  
Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des  
modifications partielles ou totales au contenu sans aucun  
préavis.

Date de publication:  
2024-05-04

Le présent document a été élaboré par  
voie électronique et est valable sans  
signature.



**SARSTEDT**