



### **Description d'article**

Numéro de commande	75.1337.502
Description d'article	Bechers à usage médical, volume de travail max. : 30 ml, (L x Ø) : 40 x 37 mm, Ø orifice : 37 mm, rouge, gradué(e), matériau : PP, 75 pièce(s)/sachet

### **Caractéristiques du produit**

Graduation	oui
Volume de travail	30 ml

### **Dimensions**

Volume nominal	30 ml
Diamètre	37 mm
Diamètre de l'ouverture	37 mm
Hauteur du produit	40 mm
Longueur du produit	40 mm
Longueur sans bouchon	40 mm

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.





**Spécification de produit**  
**Bechers à usage médical, 30 ml, (L x Ø) : 40 x 37**  
**mm, gradué(e), PP, rouge**

**Page 2**

**Matériau et coloris**

Matériau du produit Polypropylène (PP)  
Couleur du produit rouge

**Pureté et certification**

Catégorie de produit Produit médical  
Certifié CE Fournisseur CE  
Alloti oui

**Conditionnement**

Minimum order qty. 3750  
Type d'emballage intérieur sachet  
pièces / boîte 3750  
pièces / carton 3750  
pièces / pallet 180000  
Profondeur du carton 190 mm  
Largeur du carton 390 mm  
Hauteur du carton 390 mm  
Volume du carton 0.0289 cbm  
Poids du produit 0.0015 kg  
Poids du carton 6 kg  
Code EAN de la boîte 4038917127738  
Code EAN du carton  
d'emballage 4042836002038

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit.  
Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des  
modifications partielles ou totales au contenu sans aucun  
préavis.

Date de publication:  
2024-05-03

Le présent document a été élaboré par  
voie électronique et est valable sans  
signature.



**SARSTEDT**