



Description d'article

Numéro de commande	75.560.901
Description d'article	Gobelet de recueil des urines, volume de travail max. : 148 ml, (Ø x h) : 73 x 67 mm, blanc, matériau : PS

Caractéristiques du produit

Graduation	non
Volume de travail	148 ml

Dimensions

Volume nominal	148 ml
Diamètre	73 mm
Hauteur du produit	67 mm

Matériau et coloris

Matériau du produit	Polystyrène (PS)
Couleur du produit	blanc

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.





Spécification de produit
**Gobelet de recueil des urines, 148 ml, (Ø x h) : 73
x 67 mm, PS, blanc**

Page 2

Pureté et certification

Catégorie de produit Aucun dispositif médical | DIV
Alloti oui

Conditionnement

Minimum order qty. 2500
pièces / boîte 100
pièces / carton 2500
pièces / pallet 90000
Profondeur du carton 457 mm
Largeur du carton 368 mm
Hauteur du carton 356 mm
Volume du carton 0.0599 cbm
Poids du produit 0.0028 kg
Poids du carton 8.16 kg
Code EAN de la boîte 4038917318198
Code EAN du carton
d'emballage 4038917916547

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit.
Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des
modifications partielles ou totales au contenu sans aucun
préavis.

Date de publication:
2024-04-18

Le présent document a été élaboré par
voie électronique et est valable sans
signature.



SARSTEDT