



Spécification de produit
Flacon avec bouchon à vis, 100 ml, (Ø x h) : 57 x 76 mm, PP, avec étiquette de sécurité, transparent

Page 1



Description d'article

Numéro de commande	75.562.105
Description d'article	Flacon avec bouchon à vis, recueil et conservation d'urine, volume de travail max. : 100 ml, (Ø x h) : 57 x 76 mm, Ø orifice : 62 mm, transparent, gradué(e), matériau : PP, bouchon à vis, bouchon : blanc, avec étiquette de sécurité, bouchon assemblé, stérile, 5 pièce(s)/sachet
Code NACRES	NB.17

Caractéristiques du produit

Étiquette/ Impression	avec étiquette de sécurité
Graduation	oui
Type de fermeture	bouchon à vis
Domaine d'application	recueil et conservation d'urine
Volume de travail	100 ml

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.

La présente spécification est confidentielle et constitue la propriété de Sarstedt. Elle ne doit pas être dupliquée ni rendue accessible à des tiers sans notre consentement écrit préalable.

Date de publication:
2022-09-28

Le présent document a été élaboré par voie électronique et est valable sans signature.



SARSTEDT



Spécification de produit

Flacon avec bouchon à vis, 100 ml, (Ø x h) : 57 x 76 mm, PP, avec étiquette de sécurité, transparent

Page 2

Dimensions

Volume nominal	100 ml
Volume max.	100 ml
Diamètre	57 mm
Diamètre de l'ouverture	62 mm
Hauteur du produit	76 mm
Longueur sans bouchon	72 mm

Matériau et coloris

Matériau du produit	Polypropylène (PP)
Couleur du produit	transparent
Matériel de fermeture	Polyéthylène haute densité (HD-PE)
Couleur du bouchon	blanc

Pureté et certification

Catégorie de produit	Diagnostic in-vitro, CE
Certifié CE	CE
Label de pureté	stérile
Stérilisation	Irradiation électronique
Alloti	oui

Conditionnement

Minimum order qty.	200
Type d'emballage intérieur	sachet
pièces / boîte	5
pièces / carton	200
pièces / pallet	5600
Profondeur du carton	588 mm
Largeur du carton	398 mm
Hauteur du carton	255 mm
Volume du carton	0.0597 cbm
Poids du produit	0.0155 kg
Poids du carton	3.78 kg
Code EAN de la boîte	4038917113632
Code EAN du carton d'emballage	4038917014052

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.

La présente spécification est confidentielle et constitue la propriété de Sarstedt. Elle ne doit pas être dupliquée ni rendue accessible à des tiers sans notre consentement écrit préalable.

Date de publication:
2022-09-28

Le présent document a été élaboré par voie électronique et est valable sans signature.



SARSTEDT