



Description d'article

Numéro de commande	75.563
Description d'article	Flacon avec bouchon à vis, recueil et conservation d'urine, volume de travail max. : 100 ml, Ø: 57 mm, Ø orifice : 57 mm, transparent, gradué(e), matériau : PP, bouchon à vis, sans bouchon, 50 pièce(s)/sachet
Code NACRES	NB.17

Caractéristiques du produit

Graduation	oui
Type de fermeture	bouchon à vis
Domaine d'application	recueil et conservation d'urine
Volume de travail	100 ml

Dimensions

Volume nominal	100 ml
Volume max.	100 ml
Diamètre	57 mm
Diamètre de l'ouverture	57 mm
Longueur du produit	72 mm

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.





Spécification de produit
Flacon avec bouchon à vis, 100 ml, Ø: 57 mm, PP,
transparent

Page 2

Longueur sans bouchon 72 mm

Matériau et coloris

Matériau du produit Polypropylène (PP)

Couleur du produit transparent

Pureté et certification

Catégorie de produit In vitro-Diagnostic, CE

Certifié CE CE

Alloti oui

Conditionnement

Minimum order qty. 500

Type d'emballage intérieur sachet

pièces / boîte 50

pièces / carton 500

pièces / pallet 15000

Profondeur du carton 443 mm

Largeur du carton 323 mm

Hauteur du carton 330 mm

Volume du carton 0.0472 cbm

Poids du produit 0.0084 kg

Poids du carton 5.01 kg

Code EAN de la boîte 4038917082501

Code EAN du carton
d'emballage 4038917001588

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit.
Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des
modifications partielles ou totales au contenu sans aucun
préavis.

Date de publication:
2024-05-05

Le présent document a été élaboré par
voie électronique et est valable sans
signature.



SARSTEDT