

# Spécification de produit Couvercle à pression, avec bec verseur, PE, rouge, 1 000 pièce(s)/sachet

Page 1



### **Description d'article**

Numéro de commande 76.1477

Description d'article Couvercle à pression, avec bec verseur, compatible avec

bécher de 125 ml 75.1355, matériau : PE, rouge, 1 000

pièce(s)/sachet

Code NACRES NB.17

### Caractéristiques du produit

Type de fermeture couvercle à pression Version avec bec verseur

Compatible avec bécher de 125 ml 75.1355

#### Matériau et coloris

Matériau du produit Polyéthylène (PE)

Couleur du produit rouge

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.





# Spécification de produit Couvercle à pression, avec bec verseur, PE, rouge, 1 000 pièce(s)/sachet

Page 2

#### Pureté et certification

Catégorie de produit In vitro-Diagnostic, CE

Certifié CE Fournisseur CE

Alloti oui

#### Conditionnement

Minimum order qty. 1000 Type d'emballage intérieur sachet pièces / boite 1000 pièces / carton 1000 pièces / pallet 24000 Profondeur du carton 390 mm Largeur du carton 265 mm Hauteur du carton 590 mm Volume du carton 0.061 cbm Poids du produit 0.0037 kg Poids du carton 4.47 kg

Code EAN de la boite 4038917086752 Code EAN du carton 4042836001574

d'emballage

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.

