



Description d'article

Numéro de commande	76.564
Description d'article	Couvercle à vis, compatible avec bécher de 100 ml 75.563, matériau : HD-PE, naturel, 50 pièce(s)/sachet
Code NACRES	NB.17

Caractéristiques du produit

Type de fermeture	bouchon à vis
Exemple d'utilisation	bouchon pour tube de prélèvement urinaire
Compatible avec	bécher de 100 ml 75.563

Dimensions

Diamètre	62 mm
Hauteur du produit	14 mm

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.





Matériau et coloris

Matériau du produit Polyéthylène haute densité (HD-PE)
Couleur du produit naturel

Pureté et certification

Catégorie de produit In vitro-Diagnostic, CE
Certifié CE CE
Alloti oui

Conditionnement

Minimum order qty. 500
Type d'emballage intérieur sachet
pièces / boîte 50
pièces / carton 500
pièces / pallet 21000
Profondeur du carton 388 mm
Largeur du carton 378 mm
Hauteur du carton 250 mm
Volume du carton 0.0367 cbm
Poids du produit 0.0068 kg
Poids du carton 3.91 kg
Code EAN de la boîte 4038917082518
Code EAN du carton
d'emballage 4038917001595

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit.
Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des
modifications partielles ou totales au contenu sans aucun
préavis.

